



BESLENME

SETLERİ



BESLENME

SETLERİ

ENTERAL BESLENME SETLERİ – 03

ENTERAL UYGULAMA SETLERİ – 05

ENTERAL UZATMA SETLERİ – 06

YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ – 07

0,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER – 08

1,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER – 09

1,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER 160CM – 10


0,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER - İKİ YOLLU – 11

1,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER - İKİ YOLLU – 12

ERİŞKİN PARENTERAL BESLENME SETLERİ – 13

0,2 MİKRON FİLTRELİ ERİŞKİN SETLER – 14


1,2 MİKRON FİLTRELİ ERİŞKİN SETLER – 14



ENTERAL BESLENME SETLERİ

NUTRIERA Enteral Beslenme Setleri, oral yoldan besin alamayan hastaların beslenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Beslenme sıvısının rahatça görülebileceği şeffaf torba yapısına, sıvının aktarılması için uygulama hattına ve hasta bilgilerinin yazılacağı etiket alanına sahiptir.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Enfit konnektörlü uç ve kapağı bulunur.
- PEG konnektörleri ve jejunal sondalar ile uyumlu luer kilitli bağlantı içerir.
- 500 mL - 800 mL - 1.000 mL - 1.200 mL - 1.500 mL - 1.800 mL - 2.000 mL torba seçenekleri bulunur.



ENTERAL BESLENME SETLERİ



ENTERAL BESLENME SETLERİ

BESLENME POMPASI İLE KULLANILAN SETLER	HACİM (mL)
EN210P1 Enteral Beslenme Seti	500
EN220P1 Enteral Beslenme Seti	800
EN230P1 Enteral Beslenme Seti	1000
EN240P1 Enteral Beslenme Seti	1200
EN250P1 Enteral Beslenme Seti	1500
EN260P1 Enteral Beslenme Seti	1800
EN270P1 Enteral Beslenme Seti	2000

ENTERAL BESLENME SETLERİ


SERBEST AKIŞLI SETLER	HACİM (mL)
EN210G1 Enteral Beslenme Seti	500
EN220G1 Enteral Beslenme Seti	800
EN230G1 Enteral Beslenme Seti	1000
EN240G1 Enteral Beslenme Seti	1200
EN250G1 Enteral Beslenme Seti	1500
EN260G1 Enteral Beslenme Seti	1800
EN270G1 Enteral Beslenme Seti	2000

ÇİFT TORBALI ENTERAL BESLENME SETLERİ

BESLENME POMPASI İLE KULLANILAN SETLER	HACİM (mL)
EN234P1 Enteral Beslenme Seti Çift Torbalı - Yıkamalı	1000
EN244P1 Enteral Beslenme Seti Çift Torbalı - Yıkamalı	1200
EN254P1 Enteral Beslenme Seti Çift Torbalı - Yıkamalı	1500

ŞİŞE KAPAKLI ENTERAL BESLENME SETLERİ

ŞİŞE KAPAKLI ENTERAL BESLENME SETLERİ
EN185P1 Enteral Beslenme Seti (ŞİŞE KAPAKLI)



ENTERAL UYGULAMA SETLERİ

NUTRIERA Enteral Uygulama Setleri, oral yoldan besin alamayan hastaların beslenmesi amacıyla tasarlanmıştır ve enteral torbalara bağlanarak kullanılır. Sıvının aktarımı için uygulama hattı ve hasta bilgilerin yazılacağı etiket alanına sahiptir.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Enfit konnektörlü uç ve kapağı bulunur.
- PEG konnektörleri ve jejunal sondalar ile uyumlu luer kilitli bağlantı içerir.
- Enteral beslenme pompası ile ya da serbest akışla kullanılan modelleri bulunur.

BESLENME POMPASI İLE KULLANILAN SETLER

EN180P1 Enteral Uygulama Seti

SERBEST AKIŞLI SETLER


EN180G1 Enteral Uygulama Seti



ENTERAL UZATMA SETLERİ

Kullanıcı ihtiyacına göre 15-120 cm aralığında enteral uzatma setleri bulunur. Beslenme setlerinde ve uygulama setlerinde yer alan Y konnektöre bağlantı yapılabilir.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Enfit konnektörlü uç ve kapağı bulunur.
- PEG konnektörleri ve jejunal sondalar ile uyumlu luer kilitli bağlantı içerir.




ENTERAL UZATMA SETLERİ	UZUNLUK (cm)
EN301U1 Enteral Uzatma Seti	15
EN401U1 Enteral Uzatma Seti	30
EN501U1 Enteral Uzatma Seti	60
EN601U1 Enteral Uzatma Seti	90
EN701U1 Enteral Uzatma Seti	100
EN801U1 Enteral Uzatma Seti	120



YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

NUTRIERA Yenidoğan Parenteral Beslenme Setleri, total parenteral nutrisyon uygulama ilkelerine uygun şekilde yapılandırılmış 0,2 mikron ya da 1,2 mikron filtre içeren setlerdir. Nutrisyon içeriğinin ve lipid içeriğinin, iki ayrı yoldan uygun şekilde filtre edilerek uygulanmasına olanak sağlar.

- Sıvı infüzyonunda hava kabarcıklarının giderilmesini sağlar.
- Büyük partikülleri, bakterileri ve endotoksinleri sistemden uzaklaştırır.
- UV ışıktan korumalı yapısı ile gün ışığının zararlı etkilerini önler.
- Hasta güvenliğini destekler.



YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

0,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER



PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV100P1.102	✓	-	1,5X2,5	✓
IV100S1.102	✓	-	1,5X2,5	-
IV101P1.102	✓	-	1,5X2,7	✓
IV101S1.102	✓	-	1,5X2,7	-
IV102P1.102	✓	-	1,5X3,0	✓
IV102S1.102	✓	-	1,5X3,0	-
IV110P1.102	✓	✓	1,5X2,5	✓
IV110S1.102	✓	✓	1,5X2,5	-
IV111P1.102	✓	✓	1,5X2,7	✓
IV111S1.102	✓	✓	1,5X2,7	-
IV112P1.102	✓	✓	1,5X3,0	✓
IV112S1.102	✓	✓	1,5X3,0	-

POLİÜRETAN SETLER

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV100P0.102	✓	-	1,5X2,5	✓
IV100S0.102	✓	-	1,5X2,5	-
IV101P0.102	✓	-	1,5X2,7	✓
IV101S0.102	✓	-	1,5X2,7	-
IV102P0.102	✓	-	1,5X3,0	✓
IV102S0.102	✓	-	1,5X3,0	-
IV110P0.102	✓	✓	1,5X2,5	✓
IV110S0.102	✓	✓	1,5X2,5	-
IV111P0.102	✓	✓	1,5X2,7	✓
IV111S0.102	✓	✓	1,5X2,7	-
IV112P0.102	✓	✓	1,5X3,0	✓
IV112S0.102	✓	✓	1,5X3,0	-



YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

1,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER



PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)


REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV100P1.112	✓	-	1,5X2,5	✓
IV100S1.112	✓	-	1,5X2,5	-
IV101P1.112	✓	-	1,5X2,7	✓
IV101S1.112	✓	-	1,5X2,7	-
IV102P1.112	✓	-	1,5X3,0	✓
IV102S1.112	✓	-	1,5X3,0	-
IV110P1.112	✓	✓	1,5X2,5	✓
IV110S1.112	✓	✓	1,5X2,5	-
IV111P1.112	✓	✓	1,5X2,7	✓
IV111S1.112	✓	✓	1,5X2,7	-
IV112P1.112	✓	✓	1,5X3,0	✓
IV112S1.112	✓	✓	1,5X3,0	-

POLİÜRETAN SETLER

REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV100P0.112	✓	-	1,5X2,5	✓
IV100S0.112	✓	-	1,5X2,5	-
IV101P0.112	✓	-	1,5X2,7	✓
IV101S0.112	✓	-	1,5X2,7	-
IV102P0.112	✓	-	1,5X3,0	✓
IV102S0.112	✓	-	1,5X3,0	-
IV110P0.112	✓	✓	0,65X2,5	✓
IV110S0.112	✓	✓	0,65X2,5	-
IV111P0.112	✓	✓	1,5X2,7	✓
IV111S0.112	✓	✓	1,5X2,7	-
IV112P0.112	✓	✓	1,5X3,0	✓
IV112S0.112	✓	✓	1,5X3,0	-

YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

1,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER 160 cm




PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV100P1.112-160	✓	1,5X2,5	✓
IV100S1.112-160	✓	1,5X2,5	-
IV101P1.112-160	✓	1,5X2,7	✓
IV101S1.112-160	✓	1,5X2,7	-
IV102P1.112-160	✓	1,5X3,0	✓
IV102S1.112-160	✓	1,5X3,0	-
IV104P1.112-160	✓	0,65X2,5	✓
IV104S1.112-160	✓	0,65X2,5	-


POLİÜRETAN SETLER

REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV100P0.112-160	✓	1,5X2,5	✓
IV100S0.112-160	✓	1,5X2,5	-
IV101P0.112-160	✓	1,5X2,7	✓
IV101S0.112-160	✓	1,5X2,7	-
IV102P0.112-160	✓	1,5X3,0	✓
IV102S0.112-160	✓	1,5X3,0	-
IV104P0.112-160	✓	0,65X2,5	✓
IV104S0.112-160	✓	0,65X2,5	-



YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

0,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER - İKİ YOLLU



PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)


REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV400P1.102	✓	1,5X2,5	✓
IV400S1.102	✓	1,5X2,5	-
IV401P1.102	✓	1,5X2,7	✓
IV401S1.102	✓	1,5X2,7	-
IV402P1.102	✓	1,5X3,0	✓
IV402S1.102	✓	1,5X3,0	-

POLİÜRETAN SETLER

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV400P0.102	✓	1,5X2,5	✓
IV400S0.102	✓	1,5X2,5	-
IV401P0.102	✓	1,5X2,7	✓
IV401S0.102	✓	1,5X2,7	-
IV402P0.102	✓	1,5X3,0	✓
IV402S0.102	✓	1,5X3,0	-

YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

1,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER - İKİ YOLLU




PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV400P1.112	✓	1,5X2,5	✓
IV400S1.112	✓	1,5X2,5	-
IV401P1.112	✓	1,5X2,7	✓
IV401S1.112	✓	1,5X2,7	-
IV402P1.112	✓	1,5X3,0	✓
IV402S1.112	✓	1,5X3,0	-

POLİÜRETAN SETLER


REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV400P0.112	✓	1,5X2,5	✓
IV400S0.112	✓	1,5X2,5	-
IV401P0.112	✓	1,5X2,7	✓
IV401S0.112	✓	1,5X2,7	-
IV402P0.112	✓	1,5X3,0	✓
IV402S0.112	✓	1,5X3,0	-



ERİŞKİN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

NUTRIERA Erişkin Parenteral Beslenme Setleri, yetişkinlerde total parenteral nutrisyon uygulama ilkelerine uygun şekilde yapılandırılmış, 0,2 mikron ya da 1,2 mikron filtre içeren setlerdir.

- Sıvı infüzyonunda hava kabarcıklarının giderilmesini sağlar.
- Büyük partikülleri, bakterileri ve endotoksinleri sistemden uzaklaştırır.
- UV ışıktan korumalı yapısı ile gün ışığının zararlı etkilerini önler.
- Hasta güvenliğini destekler.



ERİŞKİN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

0,2 MİKRON FİLTRELİ ERİŞKİN SETLER



PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV103P1.002	✓	-	3,0X4,1	✓
IV103S1.002	✓	-	3,0X4,1	-
IV113P1.002	✓	-	3,0X4,1	✓
IV113S1.002	✓	-	3,0X4,1	-

POLİÜRETAN SETLER

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV103P0.002	✓	-	3,0X4,1	✓
IV103S0.002	✓	-	3,0X4,1	-
IV113P0.002	✓	-	3,0X4,1	✓
IV113S0.002	✓	-	3,0X4,1	-

ERİŞKİN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

1,2 MİKRON FİLTRELİ ERİŞKİN SETLER



PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV103P1.012	✓	-	3,0X4,1	✓
IV103S1.012	✓	-	3,0X4,1	-
IV113P1.012	✓	-	3,0X4,1	✓
IV113S1.012	✓	-	3,0X4,1	-

POLİÜRETAN SETLER

REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV103P0.012	✓	-	3,0X4,1	✓
IV103S0.012	✓	-	3,0X4,1	-
IV113P0.012	✓	-	3,0X4,1	✓
IV113S0.012	✓	-	3,0X4,1	-

ONCOERA
Safe for your health

ERASER[®]
MEDİKAL

ERASER MEDİKAL LTD ŞTİ

KEMALPAŞA MH. PINAR CD. NO:78
PINARBAŞI/BORNOVA, İZMİR

TEL : 0 232 479 80 60

FAX : 0 232 479 80 25

www.eraser.com.tr
info@eraser.com.tr
info@oncoera.com.tr

