

# ONCOERA

*Safe for your health*

ONCOERA

*Safe for your health*

BÖLÜMLER

ŞİRKET  
PROFİLİ

ÜRETİM  
TESİSİ

ONKOLOJİ

EVA  
TORBA

BESLENME

İNFÜZYON

OEM

HAZIRLAMA  
CİHAZLARI

ÜRÜN KATALOĞU

ERASER<sup>®</sup>  
MEDİKAL



# ORNCOR

## INDEX

**ŞİRKET PROFİLİ**  
01

**ÜRETİM TESİSİ**  
02

**ONKOLOJİ**  
07

**EVA TORBA**  
27

**BESLENME**  
36

**İNFÜZYON**  
50

**OEM**  
79

**HAZIRLAMA CİHAZLARI**  
81



1



2



7



27



36



50

**OEM**

79



81

ALL IN SAFE WITH

**ERASER®**





# ONCOERA



Eraser Medikal Ltd. Şti. 2007 yılında İzmir'de kuruldu. Edinmiş olduğu tecrübeleri, 2014 yılı itibariyle üretimini gerçekleştirdiği ONCOERA markası ile tescilledi.

Günümüzde Eraser Medikal, ONCOERA, NUTRIERA, ONCOMIX ve ERAVERSE ürünlerinin üreticisi, yetkili satıcısı ve ihracatçısıdır.

Tek kullanımlık steril ve non-steril tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme üretimi gerçekleştiren Eraser Medikal, ayrıca güçlü AR-GE altyapısı sayesinde, Kemoterapi, TPN, Aseptik İlaç Hazırlama Cihazları ve yazılımları üretimi yapmaktadır.

Eraser Medikal, tıbbi cihaz alanında yerli üretimin öneminin bilincinde bilimsel temele dayalı ve müşteri odaklı bir üretim ve satış politikasını benimsemiştir. Uluslararası kalitede üretimleri ile 4 kıtaya ihracat gerçekleştirmektedir.



# ÜRETİM TESİSİ



Üretim tesisi 1.700 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir. Tıbbi cihazların üretimi, montajı ve ambalajlanması Class 10.000 sınıfında 2 temiz oda ve Class 100.000 sınıfında 2 temiz odada gerçekleştirilir. Ürünler üzerindeki biyolojik yük bu temiz odalarda kontrol altında tutulur ve sterilizasyon güvenliği sağlanır. Tek kullanımlık tıbbi malzeme üretimi, enjeksiyon, ekstrüzyon, montaj, ambalajlama ve sterilizasyon departmanlarından oluşur. Ürünlerin yükleme öncesi depolama süreçleri 500 m<sup>2</sup> alanda takip edilir. Üretimde kullanılan hammaddeler biyoyumlu olup, USP ve ISO 10933 standartlarını karşılar. Eraser Medikal, ISO 9001, ISO 13485 ve CE belgelerine sahiptir.

Üretim tesisinde Eraser Medikal adına tescilli ONCOERA, NUTRIERA, ONCOMIX ve ERAVERSE markalı ürünler üretilmektedir.

AR-GE merkezi, yazılım ve cihaz donanımı geliştirmek üzere yapılandırılmış güçlü bir cihaz parkuruna sahiptir. AR-GE süreçleri, pazarlama, mühendislik, yazılım, medikal, kalite ekiplerinin yıllara dayanan tecrübelerinin teknoloji geliştirmek amaçlı ortak bir noktaya kanalize edilmesi ile ilerletilir. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde, hem sektörün ihtiyaçları göz önünde bulundurulur hem de sağlıktaki en güncel bilimsel trendlerinden faydalanılır.









# ÜRETİM TESİSİ











# ÜRETİM TESİSİ



ERASER<sup>®</sup>  
MEDİKAL

ONCOERA  
Safe for your health

nutriera

ERAVERSE  
MEDICAL DEVICES





ONKOLOJİ

ÜRÜNLERİ





## ONKOLOJİ

## ÜRÜNLERİ

**FLAKON ADAPTÖRLERİ – 09**

**ENJEKTÖR ADAPTÖRLERİ – 10**

**ONKOLOJİ TRANSFER SETLERİ – 11**

**İĞNESİZ KONNEKTÖRLER – 12**

**ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ – 13**

TEK YOLLU ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ – 14

İKİ YOLLU ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ – 16

ÇOK YOLLU ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ – 18

PAKLİTAKSEL İNFÜZYON SETLERİ – 20

ONKOLOJİ İNFÜZYON ADAPTÖRLERİ – 22

**ONKOLOJİ ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU – 23**





## FLAKON ADAPTÖRLERİ



ONCOERA VIAL Flakon Adaptörleri, kullanıcıları aerosollerden ve ilacı mikrobiyolojik kontaminasyondan korumak için, hidrofobik 0.2 µm hava filtresi ile donatılmıştır. Enjektör adaptörleri ile birlikte kullanıldığında kapalı bir sistem oluşturur.

- Havada asılı kalan aerosolleri en aza indirir.
- Flakon basıncını etkisiz düzeye getirir.
- Yüzeysel kirlilik riskini minimize ederek güvenliğinin artmasını sağlar.
- İlaç hazırlayan personeli, hazırlanan ilacı ve hazırlanan ortamı korur.
- İlaçların steril bütünlüğünü korur.
- Enfeksiyon ve çapraz bulaş riskini azaltır.
- Düşük ölü boşluğa ve yüksek akış hızına sahiptir.



VA101F.13



VA101F.20



VA102F.U



VA112F.20



VA104F.20



VA105F.U



VA111F.20



## ENJEKTÖR ADAPTÖRLERİ



ONCOERA SAFE İğnesiz Enjektör Adaptörleri, tehlikeli ilaçların güvenle hazırlanması ve taşınması için kullanılan konnektörlerdir. Enjektör adaptörleri, şırınga ve flakon adaptörleri arasında ve ayrıca ilaç uygulama setleri ile iğnesiz konnektörler arasında kapalı bir sistem yaratır.

- Kapalı sistemi destekler.
- İlaç hazırlayan personeli, hazırlanan ilacı ve hazırlanan ortamı korur.
- İlaç transferi yaparken, yüzey kontaminasyonun azaltılmasına yardımcı olur ve sızıntıyı önler.
- İğnesiz ven valfine çabuk ve kolayca bağlanır.
- İlaça maruz kalma riskini azaltır.
- Enjektörden kaynaklanabilecek kazaları önlemeye yardımcı olur.
- Güvenli hazırlama, taşıma ve uygulama sağlar.
- Tüm standart luer konnektörler ile uyumludur.
- Tehlikeli ilaçların taşınmasında NIOSH gereksinimleri ile uyumludur.
- Kimyasal uyumlulukları kanıtlanmıştır.
- IV uygulama setleri ile kullanıma uygundur.
- Yüksek akış hızına sahiptir.



SF201



SF401





## ONKOLOJİ TRANSFER SETLERİ



ONCOERA LINE Onkoloji Transfer Setleri, protokole uygun bir şekilde hazırlanan ilaçların uygulama setlerine bağlanmasını sağlayan ve kapalı sistemin sürekliliği için iğnesiz konnektörler içeren bağlantılardır. Transfer setler, farklı gereksinimlere uyum gösterecek şekilde hat üzerinde filtre ya da iğnesiz konnektör içerebilir, ışıktan korumalı ya da korumasız olarak dizayn edilebilir ve set uzunlukları ihtiyaca uygun şekilde yapılandırılabilir.

- Kapalı sistemi destekler.
- İlaç hazırlayan personeli, hazırlanan ilacı ve ilaç uygulama ortamını korur.
- Işıktan koruma gerektiren ilaçlar için, ışıktan korumalı set seçenekleri sunar.
- Paklitaxel içeren ilaçlar için 0.22 mikron filtreli set seçenekleri bulunur.
- Serbest akışı engelleyen entegre valf seçenekleri mevcuttur.
- DEHP içermez.

### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	İĞNESİZ KONNEKTÖR	0.2 MİKRON FİLTRE	IŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LNT001P1	-	-	✓	25 CM
LNT001S1	-	-	-	25 CM
LNT003P1	-	✓	✓	25 CM
LNT003S1	-	✓	-	25 CM
LNT101P1	✓	-	✓	22 CM
LNT101S1	✓	-	-	22 CM
LNT103P1	✓	✓	✓	22 CM
LNT103S1	✓	✓	-	22 CM

### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	İĞNESİZ KONNEKTÖR	0.2 MİKRON FİLTRE	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LNT001P2	-	-	✓	25 CM
LNT001S2	-	-	-	25 CM
LNT003P2	-	✓	✓	25 CM
LNT003S2	-	✓	-	25 CM
LNT101P2	✓	-	✓	22 CM
LNT101S2	✓	-	-	22 CM
LNT103P2	✓	✓	✓	22 CM
LNT103S2	✓	✓	-	22 CM



## İĞNESİZ KONNEKTÖRLER



ONCOERA IV İğnesiz Konnektörler, split septum valf grubundadır. İğnesiz konnektörler, son yıllarda intravenöz tedavinin değişmez bir parçası haline gelmiştir. Bu yaygın kabulün en önemli nedeni hem hastanın hem de sağlık personelinin enfeksiyon risklerini azaltmasıdır. Son olarak CDC de, intravenöz tedavide enfeksiyon risklerinin azaltılması için split septum dizayna sahip ven valflerinin kullanılmasını tavsiye etmektedir. İğnesiz konnektörler, enjektör adaptörleri ile kapalı bir sistem oluşturarak çalışan ve çevre güvenliğini sağlamaya destek olur.

- Kapalı sistemi destekler.
- İlaç hazırlayan personeli, hazırlanan ilacı ve hazırlanan ortamı korur.
- Tüm luer lock konnektörlerle kullanıma uygundur.
- 7 Gün boyunca mikrobiyolojik bariyer oluşturur.
- Kolay dezenfekte edilir.
- İğne batma ve yaralanma risklerini önler.
- İlk dolum hacmi oldukça düşük olup akışı etkilemez.
- Kan ürünleri ve onkoloji ilaçları ile geçimlidir.
- DEHP içermez.



IV201  
ŞEFFAF SİLİKONLU VALF



IV301  
MAVİ SİLİKONLU VALF





## ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ


Kanser tedavisinde kullanılan antineoplastik ilaçlar, toksik etkilerinden dolayı özel koşullarda hazırlanmalı, uygulanmalı ve imha edilmelidir. Protokole uygun bir şekilde hazırlanan ilaçların, doğru hız ve doğru dozda uygulanması, tedavinin etkinliği açısından son derece önemlidir. Onkoloji infüzyon setleri, kemoterapi uygulamalarında kullanılan ve hasta konforunu ön planda tutan en güvenli çözümdür. Bu setlerde kapalı sistemin sürekliliğini sağlayan iğnesiz konnektörler kullanılır.

- Kapalı sistemi destekler.
- Uygulama esnasında personeli, ilacı ve ilaç uygulanan ortamı korur.
- Işıktan koruma gerektiren ilaçlar için, ışıktan korumalı set seçenekleri sunar.
- Paklitaxel içeren ilaçlar için 0.22 µm filtreli set seçenekleri bulunur.
- Serbest akışı engelleyen entegre valf seçenekleri mevcuttur.
- Damla haznesindeki 15 µm partikül filtresi ile, partikülleri sistemden uzaklaştırır.
- Birden fazla sıvı infüzyonu tek bir set üzerinden hızlı ve hijyenik olarak yapılabilir.
- İş yükünü önemli ölçüde azaltır, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.
- DEHP içermez.





## ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ TEK YOLLU ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ








## ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ

### TEK YOLLU ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ



### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	SPIKE	KLEMP	CHECK VALF	DAMLAMA HAZNESİ	ROLLER KLEMP	SİLİKON HAT	MUSLUK	ARA CHECK VALF	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ERKEK LUER UÇ	UÇ CHECK VALF	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LN113P1	✓	✓	1 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	✓	✓	✓	✓	-	✓	195CM
LN113S1	✓	✓	1 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	✓	✓	✓	✓	-	-	195CM
LN151P1	✓	✓	1 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	-	-	✓	✓	-	✓	220CM
LN151S1	✓	✓	1 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	-	-	✓	✓	-	-	220CM
LN341P1	✓	✓	1 AD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	220CM
LN341S1	✓	✓	1 AD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	220CM
LN351P1	✓	✓	1 AD	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	220CM
LN351S1	✓	✓	1 AD	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	220CM

Silikon hat, uygulama setinin infüzyon pompası vasıtasıyla sıvı gönderim hassasiyetini optimum düzeye çıkarır. Serbest akışlı infüzyon setlerinde silikon hat bulunmaz.

### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	SPIKE	KLEMP	CHECK VALF	DAMLAMA HAZNESİ	ROLLER KLEMP	SİLİKON HAT	MUSLUK	ARA CHECK VALF	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ERKEK LUER UÇ	UÇ CHECK VALF	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LN113P2	✓	✓	1 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	✓	✓	✓	✓	-	✓	195CM
LN113S2	✓	✓	1 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	✓	✓	✓	✓	-	-	195CM
LN151P2	✓	✓	1 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	-	-	✓	✓	-	✓	220CM
LN151S2	✓	✓	1 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	-	-	✓	✓	-	-	220CM
LN341P2	✓	✓	1 AD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	220CM
LN341S2	✓	✓	1 AD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	220CM
LN351P2	✓	✓	1 AD	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	220CM
LN351S2	✓	✓	1 AD	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	220CM

Silikon hat, uygulama setinin infüzyon pompası vasıtasıyla sıvı gönderim hassasiyetini optimum düzeye çıkarır. Serbest akışlı infüzyon setlerinde silikon hat bulunmaz.



## ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ İKİ YOLLU ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ








## ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ

### İKİ YOLLU ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ



#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	SPIKE	KLEMP	CHECK VALF	DAMLAMA HAZNESİ	ROLLER KLEMP	SİLİKON HAT	MUSLUK	ARA CHECK VALF	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ERKEK LUER UÇ	UÇ CHECK VALF	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LN114P1	✓	✓	2 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	✓	✓	✓	✓	-	✓	195CM
LN114S1	✓	✓	2 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	✓	✓	✓	✓	-	-	195CM
LN152P1	✓	✓	2 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	-	-	✓	✓	-	✓	220CM
LN152S1	✓	✓	2 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	-	-	✓	✓	-	-	220CM
LN342P1	✓	✓	2 AD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	220CM
LN342S1	✓	✓	2 AD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	220CM
LN352P1	✓	✓	2 AD	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	220CM
LN352S1	✓	✓	2 AD	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	220CM

Silikon hat, uygulama setinin infüzyon pompası vasıtasıyla sıvı gönderim hassasiyetini optimum düzeye çıkarır. Serbest akışlı infüzyon setlerinde silikon hat bulunmaz.


#### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	SPIKE	KLEMP	CHECK VALF	DAMLAMA HAZNESİ	ROLLER KLEMP	SİLİKON HAT	MUSLUK	ARA CHECK VALF	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ERKEK LUER UÇ	UÇ CHECK VALF	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LN114P2	✓	✓	2 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	✓	✓	✓	✓	-	✓	195CM
LN114S2	✓	✓	2 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	✓	✓	✓	✓	-	-	195CM
LN152P2	✓	✓	2 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	-	-	✓	✓	-	✓	220CM
LN152S2	✓	✓	2 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	-	-	✓	✓	-	-	220CM
LN342P2	✓	✓	2 AD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	220CM
LN342S2	✓	✓	2 AD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	220CM
LN352P2	✓	✓	2 AD	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	220CM
LN352S2	✓	✓	2 AD	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	220CM

Silikon hat, uygulama setinin infüzyon pompası vasıtasıyla sıvı gönderim hassasiyetini optimum düzeye çıkarır. Serbest akışlı infüzyon setlerinde silikon hat bulunmaz.



## ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ ÇOK YOLLU ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ








## ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ

### ÇOK YOLLU ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ



#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	SPIKE	KLEMP	CHECK VALF	DAMLAMA HAZNESİ	ROLLER KLEMP	SİLİKON HAT	MUSLUK	ARA CHECK VALF	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ERKEK LUER UÇ	UÇ CHECK VALF	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LN110P1	✓	✓	4 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	✓	✓	✓	✓	-	✓	198CM
LN110S1	✓	✓	4 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	✓	✓	✓	✓	-	-	198CM
LN154P1	✓	✓	4 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	-	-	✓	✓	-	✓	223CM
LN154S1	✓	✓	4 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	-	-	✓	✓	-	-	223CM
LN344P1	✓	✓	4 AD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	240CM
LN344S1	✓	✓	4 AD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	240CM
LN354P1	✓	✓	4 AD	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	240CM
LN354S1	✓	✓	4 AD	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	240CM

Silikon hat, uygulama setinin infüzyon pompası vasıtasıyla sıvı gönderim hassasiyetini optimum düzeye çıkarır. Serbest akışlı infüzyon setlerinde silikon hat bulunmaz.

#### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	SPIKE	KLEMP	CHECK VALF	DAMLAMA HAZNESİ	ROLLER KLEMP	SİLİKON HAT	MUSLUK	ARA CHECK VALF	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ERKEK LUER UÇ	UÇ CHECK VALF	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LN110P2	✓	✓	4 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	✓	✓	✓	✓	-	✓	198CM
LN110S2	✓	✓	4 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	✓	✓	✓	✓	-	-	198CM
LN154P2	✓	✓	4 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	-	-	✓	✓	-	✓	223CM
LN154S2	✓	✓	4 AD	✓	✓	24CM SİLİKON	-	-	✓	✓	-	-	223CM
LN344P2	✓	✓	4 AD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	240CM
LN344S2	✓	✓	4 AD	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	240CM
LN354P2	✓	✓	4 AD	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	240CM
LN354S2	✓	✓	4 AD	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	240CM

Silikon hat, uygulama setinin infüzyon pompası vasıtasıyla sıvı gönderim hassasiyetini optimum düzeye çıkarır. Serbest akışlı infüzyon setlerinde silikon hat bulunmaz.



## ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ PAKLİTAKSEL İNFÜZYON SETLERİ








## ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ

### PAKLİTAKSEL İNFÜZYON SETLERİ



#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)


REF NO	SPIKE HAZNE	ROLLER KLEMP	0,2 MIKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	Y ENJEKSİYON PORT	ERKEK LUER UÇ	FİLTRELİ KAPAK	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LN001P1	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	180CM
LN001S1	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	180CM
LN002P1	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	200CM
LN002S1	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	170CM
LN102P1	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	170CM
LN102S1	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	170CM
LN121P1	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	180CM
LN121S1	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	180CM

#### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	SPIKE HAZNE	ROLLER KLEMP	0,2 MIKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	Y ENJEKSİYON PORT	ERKEK LUER UÇ	FİLTRELİ KAPAK	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LN001P2	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	180CM
LN001S2	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	180CM
LN002P2	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	200CM
LN002S2	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	170CM
LN102P2	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	170CM
LN102S2	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	170CM
LN121P2	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	180CM
LN121S2	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	180CM



## ONKOLOJİ İNFÜZYON SETLERİ ONKOLOJİ İNFÜZYON ADAPTÖRLERİ



### PVC ADAPTÖRLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	SPIKE	KLEMP	İĞNESİZ KONNEKTÖR	CHECK VALF	MEMBRAN KONNEKTÖR	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LN104P1	✓	✓	✓	-	✓	✓	12CM
LN105P1	✓	✓	-	2	✓	✓	24CM
LN106P1	✓	✓	-	4	✓	✓	21CM

### POLİÜRETAN ADAPTÖRLER

REF NO	SPIKE	KLEMP	İĞNESİZ KONNEKTÖR	CHECK VALF	MEMBRAN KONNEKTÖR	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LN104P2	✓	✓	✓	-	✓	✓	12CM
LN105P2	✓	✓	-	2	✓	✓	24CM
LN106P2	✓	✓	-	4	✓	✓	21CM



## ONKOLOJİ ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU

1



- Transfer setin klembini kapatın. Serum torbasının spike portuna iğnesiz konnektör içeren transfer setini takın ve klembi açarak seti sıvı ile doldurun. Klembi tekrar kapatın.

2



- Enjektör adaptörü ve şırınganın steril ambalajlarını açın.

3



- Enjektör adaptörünü luer kilitli şırıngaya çevirerek kilitleyin.

4



- Flakon adaptörünü steril ambalajından çıkarın ve flakonun koruyucu kapağını açın.





## ONKOLOJİ ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU

5



- Flakon adaptörünün spike ucunu flakonun mantar tıpası üzerine tek hamlede batırın.

6



- Enjektör adaptörü takılmış şırıngayı ve flakon adaptörü takılmış flakonun alın.

7



- Enjektör adaptörünü, flakon adaptörüne kapalı sistemi oluşturmak amacıyla çevirerek kilitleyin.

8



- Gereki miktar ilacı şırıngaya çekin. (Çekim esnasında şırınga yere 90 derecelik açı ile tutulmalıdır.)



## ONKOLOJİ ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU



- Transfer setin üzerinde bulunan iğnesiz konnektörün kapağını çevirerek açın.



- İçerisinde ilaç bulunan şırıngadaki enjektör adaptörünü, transfer setin iğnesiz konnektörüne çevirerek kilitleyin.



- Şırınga pistonunu iterek ilacı torba içine gönderin. İlaç gönderimi tamamlandıktan sonra, serum torbasından az miktarda sıvı şırıngaya çekerek tekrar torbaya gönderin. [Yıkama]



- Hazırlanmış ilaç torbasını, infüzyon setinin yanına getirin.



## ONKOLOJİ ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU

13



- Hazırlanmış ilaç torbasına bağlı transfer setin luer ucunu, infüzyon setindeki check valflerden birine çevirerek kilitleyin. Bu bağlantı sağlandıktan sonra bir daha açılmamalıdır.

14




- Uygulama başlamadan hemen önce transfer setin klembini açın. Uygulama bittikten sonra klempleri kapatın. İnfüzyon seti ve transfer setin bağlantısını ayırmadan seti bütün olarak sitotoksik atık olarak imha edin.

### ÖNEMLİ

- Tehlikeli ilaç hazırlama ve uygulama sürecinin tüm aşamalarında aseptik çalışma ilkelerine uyulmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlar standartlara uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Bazı ilaçlar özel hazırlama koşulları gerektirir. Lütfen üretici talimatlarına uyunuz.
- Bu kılavuz onkoloji ilaç hazırlama ve uygulama ürünlerinin genel kullanım bilgilerini içerir. Detaylı kullanım bilgileri (rekonstitüsyon işlemi vb.) ve diğer sorularınız için lütfen iletişime geçiniz:

info@oncoera.com.tr ; info@eraser.com.tr







**EVA**

**TORBALAR**



# EVA TORBA



## EVA

## TORBALAR

**LUER KONNEKTÖRLÜ FLL / MLL EVA TORBALAR – 29**

**BIG BORE KONNEKTÖRLÜ EVA TORBALAR – 30**

**VEN VALFLİ EVA TORBALAR – 31**

**UZATMA HATLI EVA TORBALAR – 32**

**3 HATLI EVA TORBALAR – 33**



**6 HATLI EVA TORBALAR – 35**



## LUER KONNEKTÖRLÜ FLL/MLL EVA TORBALAR

Dişi ya da erkek luer uçlu, ışıktan korumalı ya da korumasız özellikte EVA torbalardır. 250 mL ila 5.000 mL arasında farklı hacimlerde sunulur. İsteğe bağlı olarak torba klempleri açılabilir ya da açılmaz olarak dizayn edilir.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Otomatik compounder cihazlarında kullanıma uygundur.
- UV ışıktan korumalı yapısı ile gün ışığının zararlı etkilerini önler.
- 250 mL - 500 mL - 1.000 mL - 2.000 mL - 3.000 mL - 5.000 mL torba seçenekleri bulunur.



### ŞEFFAF FLL KONNEKTÖRLÜ EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
OE250	250
OE500	500
OE1000	1000
OE2000	2000
OE3000	3000
OE5000	5000

### ŞEFFAF MLL KONNEKTÖRLÜ EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
OE251	250
OE501	500
OE1001	1000
OE2001	2000
OE3001	3000
OE5001	5000

### IŞIKTAN KORUMALI FLL KONNEKTÖRLÜ EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
OE250P	250
OE500P	500
OE1000P	1000
OE2000P	2000
OE3000P	3000
OE5000P	5000

### IŞIKTAN KORUMALI MLL KONNEKTÖRLÜ EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
OE251P	250
OE501P	500
OE1001P	1000
OE2001P	2000
OE3001P	3000
OE5001P	5000







## BIG BORE KONNEKTÖRLÜ EVA TORBALAR

Big Bore konnektör içeren, dişi ya da erkek luer uçlu, ışıktan korumalı ya da korumasız özellikte EVA torbalardır. 250 mL ila 5.000 mL arasında farklı hacimlerde sunulur. İsteğe bağlı olarak torba klempleri açılabilir ya da açılmaz olarak dizayn edilir.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Otomatik compounder cihazlarında kullanıma uygundur.
- UV ışıktan korumalı yapısı ile gün ışığının zararlı etkilerini önler.
- 250 mL - 500 mL - 1.000 mL - 2.000 mL - 3.000 mL - 5.000 mL torba seçenekleri bulunur.



### ŞEFFAF BIG BORE KONNEKTÖRLÜ FLL EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
--------	------------

OE250B	250
OE500B	500
OE1000B	1000
OE2000B	2000
OE3000B	3000
OE5000B	5000

### ŞEFFAF BIG BORE KONNEKTÖRLÜ MLL EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
--------	------------

OE251B	250
OE501B	500
OE1001B	1000
OE2001B	2000
OE3001B	3000
OE5001B	5000

### IŞIKTAN KORUMALI BIG BORE KONNEKTÖRLÜ FLL EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
--------	------------

OE250PB	250
OE500PB	500
OE1000PB	1000
OE2000PB	2000
OE3000PB	3000
OE5000PB	5000

### IŞIKTAN KORUMALI BIG BORE KONNEKTÖRLÜ MLL EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
--------	------------


OE251PB	250
OE501PB	500
OE1001PB	1000
OE2001PB	2000
OE3001PB	3000
OE5001PB	5000



## VEN VALFLİ EVA TORBALAR

Port ucunda iğnesiz ven valfi içeren, ışıktan korumalı ya da korumasız özellikte EVA torbalardır. 250 mL ila 5.000 mL arasında farklı hacimlerde sunulur. İsteğe bağlı olarak torba klempleri açılabilir ya da açılmaz olarak dizayn edilir.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Otomatik compounder cihazlarında kullanıma uygundur.
- UV ışıktan korumalı yapısı ile gün ışığının zararlı etkilerini önler.
- 250 mL - 500 mL - 1.000 mL - 2.000 mL - 3.000 mL - 5.000 mL torba seçenekleri bulunur.



ŞEFFAF VEN VALFLİ EVA TORBALAR	
REF NO	HACİM (mL)
OE250V	250
OE500V	500
OE1000V	1000
OE2000V	2000
OE3000V	3000
OE5000V	5000


IŞIKTAN KORUMALI VEN VALFLİ EVA TORBALAR	
REF NO	HACİM (mL)
OE250PV	250
OE500PV	500
OE1000PV	1000
OE2000PV	2000
OE3000PV	3000
OE5000PV	5000



## UZATMA HATLI EVA TORBALAR

Uzatma hattı içeren, ışıktan korumalı ya da korumasız özellikte EVA torbalardır. 250 mL ila 5.000 mL arasında farklı hacimlerde sunulur. İsteğe bağlı olarak torba klempleri açılabilir ya da açılmaz olarak dizayn edilir.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Otomatik compounder cihazlarında kullanıma uygundur.
- UV ışıktan korumalı yapısı ile gün ışığının zararlı etkilerini önler.
- 250 mL - 500 mL - 1.000 mL - 2.000 mL - 3.000 mL - 5.000 mL torba seçenekleri bulunur.



ŞEFFAF UZATMA HATLI FLL EVA TORBALAR	
REF NO	HACİM (mL)
OE250-11	250
OE500-11	500
OE1000-11	1000
OE2000-11	2000
OE3000-11	3000
OE5000-11	5000

ŞEFFAF UZATMA HATLI BIG BORE KONNEKTÖRLÜ EVA TORBALAR	
REF NO	HACİM (mL)
OE250B-11	250
OE500B-11	500
OE1000B-11	1000
OE2000B-11	2000
OE3000B-11	3000
OE5000B-11	5000

IŞIKTAN KORUMALI UZATMA HATLI FLL EVA TORBALAR	
REF NO	HACİM (mL)
OE250P-12	250
OE500P-12	500
OE1000P-12	1000
OE2000P-12	2000
OE3000P-12	3000
OE5000P-12	5000

IŞIKTAN KORUMALI UZATMA HATLI BIG BORE KONNEKTÖRLÜ EVA TORBALAR	
REF NO	HACİM (mL)
OE250PB-12	250
OE500PB-12	500
OE1000PB-12	1000
OE2000PB-12	2000
OE3000PB-12	3000
OE5000PB-12	5000






### 3 HATLI EVA TORBALAR

Lipid emülsiyonunun veya diğer özel solüsyonların ayrı depolanması için dizayn edilmiş, ışıktan korumalı ya da korumasız özellikte EVA torbalardır. 250 mL ila 5.000 mL arasında farklı hacimlerde sunulur. İsteğe bağlı olarak torba klempleri açılabilir ya da açılmaz olarak dizayn edilir.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Otomatik compounder cihazlarında kullanıma uygundur.
- UV ışıktan korumalı yapısı ile gün ışığının zararlı etkilerini önler.
- 250 mL - 500 mL - 1.000 mL - 2.000 mL - 3.000 mL - 5.000 mL torba seçenekleri bulunur.





## 3 HATLI EVA TORBALAR

### ŞEFFAF 3 HATLI FLL EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
OE250-30	250
OE500-30	500
OE1000-30	1000
OE2000-30	2000
OE3000-30	3000
OE5000-30	5000

### İŞIKTAN KORUMALI 3 HATLI FLL EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
OE250P-30	250
OE500P-30	500
OE1000P-30	1000
OE2000P-30	2000
OE3000P-30	3000
OE5000P-30	5000

### ŞEFFAF 3 HATLI MLL EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
OE251-30	250
OE501-30	500
OE1001-30	1000
OE2001-30	2000
OE3001-30	3000
OE5001-30	5000

### İŞIKTAN KORUMALI 3 HATLI MLL EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
OE251P-30	250
OE501P-30	500
OE1001P-30	1000
OE2001P-30	2000
OE3001P-30	3000
OE5001P-30	5000

### ŞEFFAF 3 HATLI BIG BORE KONNEKTÖRLÜ EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
OE250B-30	250
OE500B-30	500
OE1000B-30	1000
OE2000B-30	2000
OE3000B-30	3000
OE5000B-30	5000

### İŞIKTAN KORUMALI 3 HATLI BIG BORE KONNEKTÖRLÜ EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
OE250PB-30	250
OE500PB-30	500
OE1000PB-30	1000
OE2000PB-30	2000
OE3000PB-30	3000
OE5000PB-30	5000

### ŞEFFAF 3 HATLI VALF PORTLU EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
OE250V-30	250
OE500V-30	500
OE1000V-30	1000
OE2000V-30	2000
OE3000V-30	3000
OE5000V-30	5000

### İŞIKTAN KORUMALI 3 HATLI VALF PORTLU EVA TORBALAR

REF NO	HACİM (mL)
OE250PV-30	250
OE500PV-30	500
OE1000PV-30	1000
OE2000PV-30	2000
OE3000PV-30	3000
OE5000PV-30	5000



## 6 HATLI EVA TORBALAR

Lipid emülsiyonunun veya diğer özel solüsyonların ayrı depolanması için dizayn edilmiş, ışıktan korumalı ya da korumasız özellikte EVA torbalardır. 1.000 mL ila 5.000 mL arasında farklı hacimlerde sunulur. İsteğe bağlı olarak torba klempleri açılabilir ya da açılmaz olarak dizayn edilir.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Otomatik compounder cihazlarında kullanıma uygundur.
- UV ışıktan korumalı yapısı ile gün ışığının zararlı etkilerini önler.
- 1.000 mL - 2.000 mL - 3.000 mL - 5.000 mL torba seçenekleri bulunur.



ŞEFFAF 6 HATLI FLL EVA TORBALAR	
REF NO	HACİM (mL)

OE1000-40	1000
OE2000-40	2000
OE3000-40	3000
OE5000-40	5000

ŞEFFAF 6 HATLI MLL EVA TORBALAR	
REF NO	HACİM (mL)

OE1001-40	1000
OE2001-40	2000
OE3001-40	3000
OE5001-40	5000

ŞEFFAF 6 HATLI BIG BORE KONNEKTÖRLÜ EVA TORBALAR	
REF NO	HACİM (mL)

OE1000B-40	1000
OE2000B-40	2000
OE3000B-40	3000
OE5000B-40	5000

IŞIKTAN KORUMALI 6 HATLI FLL EVA TORBALAR	
REF NO	HACİM (mL)

OE1000P-40	1000
OE2000P-40	2000
OE3000P-40	3000
OE5000P-40	5000

IŞIKTAN KORUMALI 6 HATLI MLL EVA TORBALAR	
REF NO	HACİM (mL)

OE1001P-40	1000
OE2001P-40	2000
OE3001P-40	3000
OE5001P-40	5000

IŞIKTAN KORUMALI 6 HATLI BIG BORE KONNEKTÖRLÜ EVA TORBALAR	
REF NO	HACİM (mL)

OE1000PB-40	1000
OE2000PB-40	2000
OE3000PB-40	3000
OE5000PB-40	5000







BESLENME

SETLERİ



## BESLENME

## SETLERİ

**ENTERAL BESLENME SETLERİ – 38**

**ENTERAL UYGULAMA SETLERİ – 40**

**ENTERAL UZATMA SETLERİ – 41**

**YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ – 42**

0,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER – 43

1,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER – 44

1,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER 160CM – 45

0,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER - İKİ YOLLU – 46


1,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER - İKİ YOLLU – 47

**ERİŞKİN PARENTERAL BESLENME SETLERİ – 48**

0,2 MİKRON FİLTRELİ ERİŞKİN SETLER – 49

1,2 MİKRON FİLTRELİ ERİŞKİN SETLER – 49






## ENTERAL BESLENME SETLERİ

NUTRIERA Enteral Beslenme Setleri, oral yoldan besin alamayan hastaların beslenmesi amacıyla tasarlanmıştır. Beslenme sıvısının rahatça görülebileceği şeffaf torba yapısına, sıvının aktarılması için uygulama hattına ve hasta bilgilerinin yazılacağı etiket alanına sahiptir.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Enfit konnektörlü uç ve kapağı bulunur.
- PEG konnektörleri ve jejunal sondalar ile uyumlu luer kilitli bağlantı içerir.
- 500 mL - 800 mL - 1.000 mL - 1.200 mL - 1.500 mL - 1.800 mL - 2.000 mL torba seçenekleri bulunur.



## ENTERAL BESLENME SETLERİ



### ENTERAL BESLENME SETLERİ

BESLENME POMPASI İLE KULLANILAN SETLER	HACİM (mL)
EN210P1 Enteral Beslenme Seti	500
EN220P1 Enteral Beslenme Seti	800
EN230P1 Enteral Beslenme Seti	1000
EN240P1 Enteral Beslenme Seti	1200
EN250P1 Enteral Beslenme Seti	1500
EN260P1 Enteral Beslenme Seti	1800
EN270P1 Enteral Beslenme Seti	2000

### ENTERAL BESLENME SETLERİ


SERBEST AKIŞLI SETLER	HACİM (mL)
EN210G1 Enteral Beslenme Seti	500
EN220G1 Enteral Beslenme Seti	800
EN230G1 Enteral Beslenme Seti	1000
EN240G1 Enteral Beslenme Seti	1200
EN250G1 Enteral Beslenme Seti	1500
EN260G1 Enteral Beslenme Seti	1800
EN270G1 Enteral Beslenme Seti	2000

### ÇİFT TORBALI ENTERAL BESLENME SETLERİ

BESLENME POMPASI İLE KULLANILAN SETLER	HACİM (mL)
EN234P1 Enteral Beslenme Seti Çift Torbalı - Yıkamalı	1000
EN244P1 Enteral Beslenme Seti Çift Torbalı - Yıkamalı	1200
EN254P1 Enteral Beslenme Seti Çift Torbalı - Yıkamalı	1500

### ŞİŞE KAPAKLI ENTERAL BESLENME SETLERİ

ŞİŞE KAPAKLI ENTERAL BESLENME SETLERİ
EN185P1 Enteral Beslenme Seti (ŞİŞE KAPAKLI)



## ENTERAL UYGULAMA SETLERİ

NUTRIERA Enteral Uygulama Setleri, oral yoldan besin alamayan hastaların beslenmesi amacıyla tasarlanmıştır ve enteral torbalara bağlanarak kullanılır. Sıvının aktarımı için uygulama hattı ve hasta bilgilerin yazılacağı etiket alanına sahiptir.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Enfit konnektörlü uç ve kapağı bulunur.
- PEG konnektörleri ve jejunal sondalar ile uyumlu luer kilitli bağlantı içerir.
- Enteral beslenme pompası ile ya da serbest akışla kullanılan modelleri bulunur.

### BESLENME POMPASI İLE KULLANILAN SETLER

EN180P1 Enteral Uygulama Seti

### SERBEST AKIŞLI SETLER


EN180G1 Enteral Uygulama Seti



## ENTERAL UZATMA SETLERİ

Kullanıcı ihtiyacına göre 15-120 cm aralığında enteral uzatma setleri bulunur. Beslenme setlerinde ve uygulama setlerinde yer alan Y konnektöre bağlantı yapılabilir.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Enfit konnektörlü uç ve kapağı bulunur.
- PEG konnektörleri ve jejunal sondalar ile uyumlu luer kilitli bağlantı içerir.



ENTERAL UZATMA SETLERİ	UZUNLUK (cm)
EN301U1 Enteral Uzatma Seti	15
EN401U1 Enteral Uzatma Seti	30
EN501U1 Enteral Uzatma Seti	60
EN601U1 Enteral Uzatma Seti	90
EN701U1 Enteral Uzatma Seti	100
EN801U1 Enteral Uzatma Seti	120






## YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

NUTRIERA Yenidoğan Parenteral Beslenme Setleri, total parenteral nutrisyon uygulama ilkelerine uygun şekilde yapılandırılmış 0,2 mikron ya da 1,2 mikron filtre içeren setlerdir. Nutrisyon içeriğinin ve lipid içeriğinin, iki ayrı yoldan uygun şekilde filtre edilerek uygulanmasına olanak sağlar.

- Sıvı infüzyonunda hava kabarcıklarının giderilmesini sağlar.
- Büyük partikülleri, bakterileri ve endotoksinleri sistemden uzaklaştırır.
- UV ışıktan korumalı yapısı ile gün ışığının zararlı etkilerini önler.
- Hasta güvenliğini destekler.



## YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

### 0,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER



#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV100P1.102	✓	-	1,5X2,5	✓
IV100S1.102	✓	-	1,5X2,5	-
IV101P1.102	✓	-	1,5X2,7	✓
IV101S1.102	✓	-	1,5X2,7	-
IV102P1.102	✓	-	1,5X3,0	✓
IV102S1.102	✓	-	1,5X3,0	-
IV110P1.102	✓	✓	1,5X2,5	✓
IV110S1.102	✓	✓	1,5X2,5	-
IV111P1.102	✓	✓	1,5X2,7	✓
IV111S1.102	✓	✓	1,5X2,7	-
IV112P1.102	✓	✓	1,5X3,0	✓
IV112S1.102	✓	✓	1,5X3,0	-

#### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV100P0.102	✓	-	1,5X2,5	✓
IV100S0.102	✓	-	1,5X2,5	-
IV101P0.102	✓	-	1,5X2,7	✓
IV101S0.102	✓	-	1,5X2,7	-
IV102P0.102	✓	-	1,5X3,0	✓
IV102S0.102	✓	-	1,5X3,0	-
IV110P0.102	✓	✓	1,5X2,5	✓
IV110S0.102	✓	✓	1,5X2,5	-
IV111P0.102	✓	✓	1,5X2,7	✓
IV111S0.102	✓	✓	1,5X2,7	-
IV112P0.102	✓	✓	1,5X3,0	✓
IV112S0.102	✓	✓	1,5X3,0	-



## YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

### 1,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER



#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)


REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV100P1.112	✓	-	1,5X2,5	✓
IV100S1.112	✓	-	1,5X2,5	-
IV101P1.112	✓	-	1,5X2,7	✓
IV101S1.112	✓	-	1,5X2,7	-
IV102P1.112	✓	-	1,5X3,0	✓
IV102S1.112	✓	-	1,5X3,0	-
IV110P1.112	✓	✓	1,5X2,5	✓
IV110S1.112	✓	✓	1,5X2,5	-
IV111P1.112	✓	✓	1,5X2,7	✓
IV111S1.112	✓	✓	1,5X2,7	-
IV112P1.112	✓	✓	1,5X3,0	✓
IV112S1.112	✓	✓	1,5X3,0	-

#### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV100P0.112	✓	-	1,5X2,5	✓
IV100S0.112	✓	-	1,5X2,5	-
IV101P0.112	✓	-	1,5X2,7	✓
IV101S0.112	✓	-	1,5X2,7	-
IV102P0.112	✓	-	1,5X3,0	✓
IV102S0.112	✓	-	1,5X3,0	-
IV110P0.112	✓	✓	0,65X2,5	✓
IV110S0.112	✓	✓	0,65X2,5	-
IV111P0.112	✓	✓	1,5X2,7	✓
IV111S0.112	✓	✓	1,5X2,7	-
IV112P0.112	✓	✓	1,5X3,0	✓
IV112S0.112	✓	✓	1,5X3,0	-

## YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

### 1,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER 160 cm




#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV100P1.112-160	✓	1,5X2,5	✓
IV100S1.112-160	✓	1,5X2,5	-
IV101P1.112-160	✓	1,5X2,7	✓
IV101S1.112-160	✓	1,5X2,7	-
IV102P1.112-160	✓	1,5X3,0	✓
IV102S1.112-160	✓	1,5X3,0	-
IV104P1.112-160	✓	0,65X2,5	✓
IV104S1.112-160	✓	0,65X2,5	-

#### POLİÜRETAN SETLER


REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV100P0.112-160	✓	1,5X2,5	✓
IV100S0.112-160	✓	1,5X2,5	-
IV101P0.112-160	✓	1,5X2,7	✓
IV101S0.112-160	✓	1,5X2,7	-
IV102P0.112-160	✓	1,5X3,0	✓
IV102S0.112-160	✓	1,5X3,0	-
IV104P0.112-160	✓	0,65X2,5	✓
IV104S0.112-160	✓	0,65X2,5	-





## YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

### 0,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER - İKİ YOLLU



#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)


REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV400P1.102	✓	1,5X2,5	✓
IV400S1.102	✓	1,5X2,5	-
IV401P1.102	✓	1,5X2,7	✓
IV401S1.102	✓	1,5X2,7	-
IV402P1.102	✓	1,5X3,0	✓
IV402S1.102	✓	1,5X3,0	-

#### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV400P0.102	✓	1,5X2,5	✓
IV400S0.102	✓	1,5X2,5	-
IV401P0.102	✓	1,5X2,7	✓
IV401S0.102	✓	1,5X2,7	-
IV402P0.102	✓	1,5X3,0	✓
IV402S0.102	✓	1,5X3,0	-

## YENİDOĞAN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

### 1,2 MİKRON FİLTRELİ PEDIATRİK SETLER - İKİ YOLLU




#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV400P1.112	✓	1,5X2,5	✓
IV400S1.112	✓	1,5X2,5	-
IV401P1.112	✓	1,5X2,7	✓
IV401S1.112	✓	1,5X2,7	-
IV402P1.112	✓	1,5X3,0	✓
IV402S1.112	✓	1,5X3,0	-

#### POLİÜRETAN SETLER


REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV400P0.112	✓	1,5X2,5	✓
IV400S0.112	✓	1,5X2,5	-
IV401P0.112	✓	1,5X2,7	✓
IV401S0.112	✓	1,5X2,7	-
IV402P0.112	✓	1,5X3,0	✓
IV402S0.112	✓	1,5X3,0	-



## ERİŞKİN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

NUTRIERA Erişkin Parenteral Beslenme Setleri, yetişkinlerde total parenteral nutrisyon uygulama ilkelerine uygun şekilde yapılandırılmış, 0,2 mikron ya da 1,2 mikron filtre içeren setlerdir.

- Sıvı infüzyonunda hava kabarcıklarının giderilmesini sağlar.
- Büyük partikülleri, bakterileri ve endotoksinleri sistemden uzaklaştırır.
- UV ışıktan korumalı yapısı ile gün ışığının zararlı etkilerini önler.
- Hasta güvenliğini destekler.



## ERİŞKİN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

### 0,2 MİKRON FİLTRELİ ERİŞKİN SETLER



#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV103P1.002	✓	-	3,0X4,1	✓
IV103S1.002	✓	-	3,0X4,1	-
IV113P1.002	✓	-	3,0X4,1	✓
IV113S1.002	✓	-	3,0X4,1	-

#### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV103P0.002	✓	-	3,0X4,1	✓
IV103S0.002	✓	-	3,0X4,1	-
IV113P0.002	✓	-	3,0X4,1	✓
IV113S0.002	✓	-	3,0X4,1	-

## ERİŞKİN PARENTERAL BESLENME SETLERİ

### 1,2 MİKRON FİLTRELİ ERİŞKİN SETLER



#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV103P1.012	✓	-	3,0X4,1	✓
IV103S1.012	✓	-	3,0X4,1	-
IV113P1.012	✓	-	3,0X4,1	✓
IV113S1.012	✓	-	3,0X4,1	-

#### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	1,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV103P0.012	✓	-	3,0X4,1	✓
IV103S0.012	✓	-	3,0X4,1	-
IV113P0.012	✓	-	3,0X4,1	✓
IV113S0.012	✓	-	3,0X4,1	-





İNFÜZYON

TERAPİSİ



# İNFÜZYON

## İNFÜZYON SETLERİ – 52

### UZATMA SETLERİ – 54

STANDART UZATMA SETLERİ – 55

FİLTRELİ VE İĞNESİZ KONNEKTÖRLÜ UZATMA SETLERİ – 63

250 PSI BASINCA DAYANIKLI UZATMA SETLERİ – 65

600 PSI BASINCA DAYANIKLI UZATMA SETLERİ – 67

800 PSI BASINCA DAYANIKLI UZATMA SETLERİ – 68

1200 PSI BASINCA DAYANIKLI UZATMA SETLERİ – 70

MANİFOLDLAR – 71

MANİFOLD İÇEREN UZATMA SETLERİ – 72

MANİFOLD VE İĞNESİZ KONNEKTÖR İÇEREN UZATMA SETLERİ – 73

3 YÖNLÜ MUSLUK İÇEREN UZATMA SETLERİ – 74

## İNFÜZYON

## TERAPİSİ

### İĞNESİZ KONNEKTÖRLER – 75

İĞNESİZ KONNEKTÖR İÇEREN TEKLİ SETLER - 10CM – 76

İĞNESİZ KONNEKTÖR İÇEREN İKİLİ SETLER - 10CM – 76

İĞNESİZ KONNEKTÖR İÇEREN İKİLİ SETLER - 15CM – 76

İĞNESİZ KONNEKTÖR İÇEREN ÜÇLÜ SETLER - 10CM – 77

İĞNESİZ KONNEKTÖR İÇEREN ÜÇLÜ SETLER - 15CM – 77

### İNFÜZYON AKSESUARLARI – 78

HEPARİN KAPAK – 78

MÜHÜRLÜ KAPAK – 78

STOPPER KAPAK – 78

SERUM VALFİ CHECK VALFLİ – 78

SERUM VALFİ STANDART – 78

SIVI AKTARIM SETİ – 78

TRANSFER SPIKE – 78



## İNFÜZYON SETLERİ



ONCOERA İnfüzyon Setleri, kritik bakım yapan ve IV ilaç uygulamalarının titizlikle yürütüldüğü tüm klinikler, yoğun bakım üniteleri ve acil servislerde, hastalara güvenli bir şekilde intravenöz ilaç ve sıvı transferi amacıyla kullanılır.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Işıktan koruma gerektiren ilaçlar için, ışıktan korumalı set seçenekleri sunar.
- Damla haznesindeki 15 µm partikül filtresi ile, partikülleri sistemden uzaklaştırır.
- İğneli/iğnesiz Y port seçenekleri mevcuttur.
- Tüm infüzyon pompa cihazları için özel üretim yapılabilir.



LN001P1



LN002S1



LN007P1



LN007S1



LN077S1



## İNFÜZYON SETLERİ

### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	SPIKELİ HAZNE	ROLLER KLEMP	Y ENJEKSİYON PORT	İÇNESİZ KONNEKTÖR	KLEMP	ERKEK LUER	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LN001S1	✓	✓	-	-	-	✓	-	230CM
LN002P1*	✓	✓	-	-	-	✓	✓	230CM
LN003P1	✓	✓	-	-	-	-	✓	195CM
LN006P1	✓	✓	✓	-	-	✓	-	200CM
LN007P1	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	225CM
LN007S1	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	230CM
LN015P1	✓	✓	✓	-	-	-	✓	180CM
LN077P1	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	225CM
LN077S1	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	225CM
LN107S1	-	✓	-	-	✓	✓	✓	180CM

\*Silikon hat içerir. Silikon hat, uygulama setinin infüzyon pompası vasıtasıyla sıvı gönderim hassasiyetini optimum düzeye çıkarır. Serbest akışlı infüzyon setlerinde silikon hat bulunmaz.

### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	SPIKELİ HAZNE	ROLLER KLEMP	Y ENJEKSİYON PORT	İÇNESİZ KONNEKTÖR	KLEMP	ERKEK LUER	İŞIKTAN KORUMA	UZUNLUK
LN001S2	✓	✓	-	-	-	✓	-	230CM
LN002P2*	✓	✓	-	-	-	✓	✓	230CM
LN003P2	✓	✓	-	-	-	-	✓	195CM
LN006P2	✓	✓	✓	-	-	✓	-	200CM
LN007P2	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	225CM
LN007S2	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	230CM
LN015P2	✓	✓	✓	-	-	-	✓	180CM
LN077P2	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	225CM
LN077S2	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	225CM
LN107S2	-	✓	-	-	✓	✓	✓	180CM

\*Silikon hat içerir. Silikon hat, uygulama setinin infüzyon pompası vasıtasıyla sıvı gönderim hassasiyetini optimum düzeye çıkarır. Serbest akışlı infüzyon setlerinde silikon hat bulunmaz.






## UZATMA SETLERİ

ONCOERA Uzatma Setleri, sıklıkla infüzyon solüsyonlarının ve ilaçların uygulanması için kullanılır. Setler, gerektiğinde uygulamaya özgü gereksinimler için mevcut infüzyon sistemlerini genişletir ve ayrıca şırınga pompaları gibi diğer tıbbi cihazlarla birlikte kullanılabilir. ONCOERA, uzatma setleri için geniş bir ürün yelpazesi sunar. Setler, isteğe bağlı olarak entegre Check Valf ve Dişi/Erkek Luer-Lock adaptörü ile donatılmıştır. Uzatma setleri, çeşitli uzunluklar, çaplar ve malzemeler için mevcuttur.

- DEHP ve LATEX içermez.
- Basınca dayanıklıdır.
- Işıktan koruma gerektiren ilaçlar için, ışıktan korumalı set seçenekleri sunar.
- Filtre ve iğnesiz konnektör içeren seçenekler mevcuttur.





## UZATMA SETLERİ STANDART UZATMA SETLERİ MLL/FLL Uzatma Setleri

### İŞIKTAN KORUNMALI PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

UZUNLUK - CM	MLL / FLL 1x2mm	MLL / FLL 1x2,5mm	MLL / FLL 1,5x2,5mm	MLL / FLL 1,5x2,7mm	MLL / FLL 1,5x3mm	MLL / FLL 2,5x4,1mm	MLL / FLL 3x4,1mm
15	LN621PO-15A	LN621PO-15B	LN621PO-15C	LN621PO-15D	LN621PO-15E	LN621PO-15K	LN621PO-15L
30	LN621PO-30A	LN621PO-30B	LN621PO-30C	LN621PO-30D	LN621PO-30E	LN621PO-30K	LN621PO-30L
45	LN621PO-45A	LN621PO-45B	LN621PO-45C	LN621PO-45D	LN621PO-45E	LN621PO-45K	LN621PO-45L
60	LN621PO-60A	LN621PO-60B	LN621PO-60C	LN621PO-60D	LN621PO-60E	LN621PO-60K	LN621PO-60L
75	LN621PO-75A	LN621PO-75B	LN621PO-75C	LN621PO-75D	LN621PO-75E	LN621PO-75K	LN621PO-75L
90	LN621PO-90A	LN621PO-90B	LN621PO-90C	LN621PO-90D	LN621PO-90E	LN621PO-90K	LN621PO-90L
100	LN621PO-100A	LN621PO-100B	LN621PO-100C	LN621PO-100D	LN621PO-100E	LN621PO-100K	LN621PO-100L
120	LN621PO-120A	LN621PO-120B	LN621PO-120C	LN621PO-120D	LN621PO-120E	LN621PO-120K	LN621PO-120L
145	LN621PO-145A	LN621PO-145B	LN621PO-145C	LN621PO-145D	LN621PO-145E	LN621PO-145K	LN621PO-145L
150	LN621PO-150A	LN621PO-150B	LN621PO-150C	LN621PO-150D	LN621PO-150E	LN621PO-150K	LN621PO-150L
180	LN621PO-180A	LN621PO-180B	LN621PO-180C	LN621PO-180D	LN621PO-180E	LN621PO-180K	LN621PO-180L
200	LN621PO-200A	LN621PO-200B	LN621PO-200C	LN621PO-200D	LN621PO-200E	LN621PO-200K	LN621PO-200L
300	LN621PO-300A	LN621PO-300B	LN621PO-300C	LN621PO-300D	LN621PO-300E	LN621PO-300K	LN621PO-300L

### ŞEFFAF PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

UZUNLUK - CM	MLL / FLL 1x2mm	MLL / FLL 1x2,5mm	MLL / FLL 1,5x2,5 mm	MLL / FLL 1,5x2,7mm	MLL / FLL 1,5x3mm	MLL / FLL 2,5x4,1mm	MLL / FLL 3x4,1mm
15	LN621SO-15A	LN621SO-15B	LN621SO-15C	LN621SO-15D	LN621SO-15E	LN621SO-15K	LN621SO-15L
30	LN621SO-30A	LN621SO-30B	LN621SO-30C	LN621SO-30D	LN621SO-30E	LN621SO-30K	LN621SO-30L
45	LN621SO-45A	LN621SO-45B	LN621SO-45C	LN621SO-45D	LN621SO-45E	LN621SO-45K	LN621SO-45L
60	LN621SO-60A	LN621SO-60B	LN621SO-60C	LN621SO-60D	LN621SO-60E	LN621SO-60K	LN621SO-60L
75	LN621SO-75A	LN621SO-75B	LN621SO-75C	LN621SO-75D	LN621SO-75E	LN621SO-75K	LN621SO-75L
90	LN621SO-90A	LN621SO-90B	LN621SO-90C	LN621SO-90D	LN621SO-90E	LN621SO-90K	LN621SO-90L
100	LN621SO-100A	LN621SO-100B	LN621SO-100C	LN621SO-100D	LN621SO-100E	LN621SO-100K	LN621SO-100L
120	LN621SO-120A	LN621SO-120B	LN621SO-120C	LN621SO-120D	LN621SO-120E	LN621SO-120K	LN621SO-120L
145	LN621SO-145A	LN621SO-145B	LN621SO-145C	LN621SO-145D	LN621SO-145E	LN621SO-145K	LN621SO-145L
150	LN621SO-150A	LN621SO-150B	LN621SO-150C	LN621SO-150D	LN621SO-150E	LN621SO-150K	LN621SO-150L
180	LN621SO-180A	LN621SO-180B	LN621SO-180C	LN621SO-180D	LN621SO-180E	LN621SO-180K	LN621SO-180L
200	LN621SO-200A	LN621SO-200B	LN621SO-200C	LN621SO-200D	LN621SO-200E	LN621SO-200K	LN621SO-200L
300	LN621SO-300A	LN621SO-300B	LN621SO-300C	LN621SO-300D	LN621SO-300E	LN621SO-300K	LN621SO-300L



## UZATMA SETLERİ

### STANDART UZATMA SETLERİ

#### MLL/FLL Uzatma Setleri

#### İŞIKTAN KORUMALI POLİÜRETAN SETLER

UZUNLUK - CM	MLL / FLL 1x2mm	MLL / FLL 1x2,5mm	MLL / FLL 1,5x2,5mm	MLL / FLL 1,5x2,7mm	MLL / FLL 1,5x3mm	MLL / FLL 2,5x4,1mm	MLL / FLL 3x4,1mm
15	LN721P0-15A	LN721P0-15B	LN721P0-15C	LN721P0-15D	LN721P0-15E	LN721P0-15K	LN721P0-15L
30	LN721P0-30A	LN721P0-30B	LN721P0-30C	LN721P0-30D	LN721P0-30E	LN721P0-30K	LN721P0-30L
45	LN721P0-45A	LN721P0-45B	LN721P0-45C	LN721P0-45D	LN721P0-45E	LN721P0-45K	LN721P0-45L
60	LN721P0-60A	LN721P0-60B	LN721P0-60C	LN721P0-60D	LN721P0-60E	LN721P0-60K	LN721P0-60L
75	LN721P0-75A	LN721P0-75B	LN721P0-75C	LN721P0-75D	LN721P0-75E	LN721P0-75K	LN721P0-75L
90	LN721P0-90A	LN721P0-90B	LN721P0-90C	LN721P0-90D	LN721P0-90E	LN721P0-90K	LN721P0-90L
100	LN721P0-100A	LN721P0-100B	LN721P0-100C	LN721P0-100D	LN721P0-100E	LN721P0-100K	LN721P0-100L
120	LN721P0-120A	LN721P0-120B	LN721P0-120C	LN721P0-120D	LN721P0-120E	LN721P0-120K	LN721P0-120L
145	LN721P0-145A	LN721P0-145B	LN721P0-145C	LN721P0-145D	LN721P0-145E	LN721P0-145K	LN721P0-145L
150	LN721P0-150A	LN721P0-150B	LN721P0-150C	LN721P0-150D	LN721P0-150E	LN721P0-150K	LN721P0-150L
180	LN721P0-180A	LN721P0-180B	LN721P0-180C	LN721P0-180D	LN721P0-180E	LN721P0-180K	LN721P0-180L
200	LN721P0-200A	LN721P0-200B	LN721P0-200C	LN721P0-200D	LN721P0-200E	LN721P0-200K	LN721P0-200L
300	LN721P0-300A	LN721P0-300B	LN721P0-300C	LN721P0-300D	LN721P0-300E	LN721P0-300K	LN721P0-300L

#### ŞEFFAF POLİÜRETAN SETLER

UZUNLUK - CM	MLL / FLL 1x2mm	MLL / FLL 1x2,5mm	MLL / FLL 1,5x2,5mm	MLL / FLL 1,5x2,7mm	MLL / FLL 1,5x3mm	MLL / FLL 2,5x4,1mm	MLL / FLL 3x4,1mm
15	LN721S0-15A	LN721S0-15B	LN721S0-15C	LN721S0-15D	LN721S0-15E	LN721S0-15K	LN721S0-15L
30	LN721S0-30A	LN721S0-30B	LN721S0-30C	LN721S0-30D	LN721S0-30E	LN721S0-30K	LN721S0-30L
45	LN721S0-45A	LN721S0-45B	LN721S0-45C	LN721S0-45D	LN721S0-45E	LN721S0-45K	LN721S0-45L
60	LN721S0-60A	LN721S0-60B	LN721S0-60C	LN721S0-60D	LN721S0-60E	LN721S0-60K	LN721S0-60L
75	LN721S0-75A	LN721S0-75B	LN721S0-75C	LN721S0-75D	LN721S0-75E	LN721S0-75K	LN721S0-75L
90	LN721S0-90A	LN721S0-90B	LN721S0-90C	LN721S0-90D	LN721S0-90E	LN721S0-90K	LN721S0-90L
100	LN721S0-100A	LN721S0-100B	LN721S0-100C	LN721S0-100D	LN721S0-100E	LN721S0-100K	LN721S0-100L
120	LN721S0-120A	LN721S0-120B	LN721S0-120C	LN721S0-120D	LN721S0-120E	LN721S0-120K	LN721S0-120L
145	LN721S0-145A	LN721S0-145B	LN721S0-145C	LN721S0-145D	LN721S0-145E	LN721S0-145K	LN721S0-145L
150	LN721S0-150A	LN721S0-150B	LN721S0-150C	LN721S0-150D	LN721S0-150E	LN721S0-150K	LN721S0-150L
180	LN721S0-180A	LN721S0-180B	LN721S0-180C	LN721S0-180D	LN721S0-180E	LN721S0-180K	LN721S0-180L
200	LN721S0-200A	LN721S0-200B	LN721S0-200C	LN721S0-200D	LN721S0-200E	LN721S0-200K	LN721S0-200L
300	LN721S0-300A	LN721S0-300B	LN721S0-300C	LN721S0-300D	LN721S0-300E	LN721S0-300K	LN721S0-300L



## UZATMA SETLERİ STANDART UZATMA SETLERİ MLL/MLL Uzatma Setleri

### İŞIKTAN KORUNMALI PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

UZUNLUK - CM	MLL / MLL 1x2mm	MLL / MLL 1x2,5mm	MLL / MLL 1,5x2,5mm	MLL / MLL 1,5x2,7mm	MLL / MLL 1,5x3mm	MLL / MLL 2,5x4,1mm	MLL / MLL 3x4,1mm
15	LN622PO-15A	LN622PO-15B	LN622PO-15C	LN622PO-15D	LN622PO-15E	LN622PO-15K	LN622PO-15L
30	LN622PO-30A	LN622PO-30B	LN622PO-30C	LN622PO-30D	LN622PO-30E	LN622PO-30K	LN622PO-30L
45	LN622PO-45A	LN622PO-45B	LN622PO-45C	LN622PO-45D	LN622PO-45E	LN622PO-45K	LN622PO-45L
60	LN622PO-60A	LN622PO-60B	LN622PO-60C	LN622PO-60D	LN622PO-60E	LN622PO-60K	LN622PO-60L
75	LN622PO-75A	LN622PO-75B	LN622PO-75C	LN622PO-75D	LN622PO-75E	LN622PO-75K	LN622PO-75L
90	LN622PO-90A	LN622PO-90B	LN622PO-90C	LN622PO-90D	LN622PO-90E	LN622PO-90K	LN622PO-90L
100	LN622PO-100A	LN622PO-100B	LN622PO-100C	LN622PO-100D	LN622PO-100E	LN622PO-100K	LN622PO-100L
120	LN622PO-120A	LN622PO-120B	LN622PO-120C	LN622PO-120D	LN622PO-120E	LN622PO-120K	LN622PO-120L
145	LN622PO-145A	LN622PO-145B	LN622PO-145C	LN622PO-145D	LN622PO-145E	LN622PO-145K	LN622PO-145L
150	LN622PO-150A	LN622PO-150B	LN622PO-150C	LN622PO-150D	LN622PO-150E	LN622PO-150K	LN622PO-150L
180	LN622PO-180A	LN622PO-180B	LN622PO-180C	LN622PO-180D	LN622PO-180E	LN622PO-180K	LN622PO-180L
200	LN622PO-200A	LN622PO-200B	LN622PO-200C	LN622PO-200D	LN622PO-200E	LN622PO-200K	LN622PO-200L
300	LN622PO-300A	LN622PO-300B	LN622PO-300C	LN622PO-300D	LN622PO-300E	LN622PO-300K	LN622PO-300L

### ŞEFFAF PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

UZUNLUK - CM	MLL / MLL 1x2mm	MLL / MLL 1x2,5mm	MLL / MLL 1,5x2,5mm	MLL / MLL 1,5x2,7mm	MLL / MLL 1,5x3mm	MLL / MLL 2,5x4,1mm	MLL / MLL 3x4,1mm
15	LN622SO-15A	LN622SO-15B	LN622SO-15C	LN622SO-15D	LN622SO-15E	LN622SO-15K	LN622SO-15L
30	LN622SO-30A	LN622SO-30B	LN622SO-30C	LN622SO-30D	LN622SO-30E	LN622SO-30K	LN622SO-30L
45	LN622SO-45A	LN622SO-45B	LN622SO-45C	LN622SO-45D	LN622SO-45E	LN622SO-45K	LN622SO-45L
60	LN622SO-60A	LN622SO-60B	LN622SO-60C	LN622SO-60D	LN622SO-60E	LN622SO-60K	LN622SO-60L
75	LN622SO-75A	LN622SO-75B	LN622SO-75C	LN622SO-75D	LN622SO-75E	LN622SO-75K	LN622SO-75L
90	LN622SO-90A	LN622SO-90B	LN622SO-90C	LN622SO-90D	LN622SO-90E	LN622SO-90K	LN622SO-90L
100	LN622SO-100A	LN622SO-100B	LN622SO-100C	LN622SO-100D	LN622SO-100E	LN622SO-100K	LN622SO-100L
120	LN622SO-120A	LN622SO-120B	LN622SO-120C	LN622SO-120D	LN622SO-120E	LN622SO-120K	LN622SO-120L
145	LN622SO-145A	LN622SO-145B	LN622SO-145C	LN622SO-145D	LN622SO-145E	LN622SO-145K	LN622SO-145L
150	LN622SO-150A	LN622SO-150B	LN622SO-150C	LN622SO-150D	LN622SO-150E	LN622SO-150K	LN622SO-150L
180	LN622SO-180A	LN622SO-180B	LN622SO-180C	LN622SO-180D	LN622SO-180E	LN622SO-180K	LN622SO-180L
200	LN622SO-200A	LN622SO-200B	LN622SO-200C	LN622SO-200D	LN622SO-200E	LN622SO-200K	LN622SO-200L
300	LN622SO-300A	LN622SO-300B	LN622SO-300C	LN622SO-300D	LN622SO-300E	LN622SO-300K	LN622SO-300L





## UZATMA SETLERİ

### STANDART UZATMA SETLERİ

#### MLL/MLL Uzatma Setleri

#### İŞIKTAN KORUMALI POLİÜRETAN SETLER

UZUNLUK - CM	MLL / MLL 1x2mm	MLL / MLL 1x2,5mm	MLL / MLL 1,5x2,5mm	MLL / MLL 1,5x2,7mm	MLL / MLL 1,5x3mm	MLL / MLL 2,5x4,1mm	MLL / MLL 3x4,1mm
15	LN722PO-15A	LN722PO-15B	LN722PO-15C	LN722PO-15D	LN722PO-15E	LN722PO-15K	LN722PO-15L
30	LN722PO-30A	LN722PO-30B	LN722PO-30C	LN722PO-30D	LN722PO-30E	LN722PO-30K	LN722PO-30L
45	LN722PO-45A	LN722PO-45B	LN722PO-45C	LN722PO-45D	LN722PO-45E	LN722PO-45K	LN722PO-45L
60	LN722PO-60A	LN722PO-60B	LN722PO-60C	LN722PO-60D	LN722PO-60E	LN722PO-60K	LN722PO-60L
75	LN722PO-75A	LN722PO-75B	LN722PO-75C	LN722PO-75D	LN722PO-75E	LN722PO-75K	LN722PO-75L
90	LN722PO-90A	LN722PO-90B	LN722PO-90C	LN722PO-90D	LN722PO-90E	LN722PO-90K	LN722PO-90L
100	LN722PO-100A	LN722PO-100B	LN722PO-100C	LN722PO-100D	LN722PO-100E	LN722PO-100K	LN722PO-100L
120	LN722PO-120A	LN722PO-120B	LN722PO-120C	LN722PO-120D	LN722PO-120E	LN722PO-120K	LN722PO-120L
145	LN722PO-145A	LN722PO-145B	LN722PO-145C	LN722PO-145D	LN722PO-145E	LN722PO-145K	LN722PO-145L
150	LN722PO-150A	LN722PO-150B	LN722PO-150C	LN722PO-150D	LN722PO-150E	LN722PO-150K	LN722PO-150L
180	LN722PO-180A	LN722PO-180B	LN722PO-180C	LN722PO-180D	LN722PO-180E	LN722PO-180K	LN722PO-180L
200	LN722PO-200A	LN722PO-200B	LN722PO-200C	LN722PO-200D	LN722PO-200E	LN722PO-200K	LN722PO-200L
300	LN722PS0-300A	LN722PO-300B	LN722PO-300C	LN722PO-300D	LN722PO-300E	LN722PO-300K	LN722PO-300L

#### ŞEFFAF POLİÜRETAN SETLER

UZUNLUK - CM	MLL / MLL 1x2mm	MLL / MLL 1x2,5mm	MLL / MLL 1,5x2,5mm	MLL / MLL 1,5x2,7mm	MLL / MLL 1,5x3mm	MLL / MLL 2,5x4,1mm	MLL / MLL 3x4,1mm
15	LN722S0-15A	LN722S0-15B	LN722S0-15C	LN722S0-15D	LN722S0-15E	LN722S0-15K	LN722S0-15L
30	LN722S0-30A	LN722S0-30B	LN722S0-30C	LN722S0-30D	LN722S0-30E	LN722S0-30K	LN722S0-30L
45	LN722S0-45A	LN722S0-45B	LN722S0-45C	LN722S0-45D	LN722S0-45E	LN722S0-45K	LN722S0-45L
60	LN722S0-60A	LN722S0-60B	LN722S0-60C	LN722S0-60D	LN722S0-60E	LN722S060K	LN722S0-60L
75	LN722S0-75A	LN722S0-75B	LN722S0-75C	LN722S0-75D	LN722S0-75E	LN722S0-75K	LN722S0-75L
90	LN722S0-90A	LN722S0-90B	LN722S0-90C	LN722S0-90D	LN722S0-90E	LN722S0-90K	LN722S0-90L
100	LN722S0-100A	LN722S0-100B	LN722S0-100C	LN722S0-100D	LN722S0-100E	LN722S0-100K	LN722S0-100L
120	LN722S0-120A	LN722S0-120B	LN722S0-120C	LN722S0-120D	LN722S0-120E	LN722S0-120K	LN722S0-120L
145	LN722S0-145A	LN722S0-145B	LN722S0-145C	LN722S0-145D	LN722S0-145E	LN722S0-145K	LN722S0-145L
150	LN722S0-150A	LN722S0-150B	LN722S0-150C	LN722S0-150D	LN722S0-150E	LN722S0-150K	LN722S0-150L
180	LN722S0-180A	LN722S0-180B	LN722S0-180C	LN722S0-180D	LN722S0-180E	LN722S0-180K	LN722S0-180L
200	LN722S0-200A	LN722S0-200B	LN722S0-200C	LN722S0-200D	LN722S0-200E	LN722S0-200K	LN722S0-200L
300	LN722S0-300A	LN722S0-300B	LN722S0-300C	LN722S0-300D	LN722S0-300E	LN722S0-300K	LN722S0-300L



## UZATMA SETLERİ STANDART UZATMA SETLERİ FLL/FLL Uzatma Setleri

### İŞIKTAN KORUMALI PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

UZUNLUK - CM	FLL / FLL 1x2mm	FLL / FLL 1x2,5mm	FLL / FLL 1,5x2,5mm	FLL / FLL 1,5x2,7mm	FLL / FLL 1,5x3mm	FLL / FLL 2,5x4,1mm	FLL / FLL 3x4,1mm
15	LN623PO-15A	LN623PO-15B	LN623PO-15C	LN623PO-15D	LN623PO-15E	LN623PO-15K	LN623PO-15L
30	LN623PO-30A	LN623PO-30B	LN623PO-30C	LN623PO-30D	LN623PO-30E	LN623PO-30K	LN623PO-30L
45	LN623PO-45A	LN623PO-45B	LN623PO-45C	LN623PO-45D	LN623PO-45E	LN623PO-45K	LN623PO-45L
60	LN623PO-60A	LN623PO-60B	LN623PO-60C	LN623PO-60D	LN623PO-60E	LN623PO-60K	LN623PO-60L
75	LN623PO-75A	LN623PO-75B	LN623PO-75C	LN623PO-75D	LN623PO-75E	LN623PO-75K	LN623PO-75L
90	LN623PO-90A	LN623PO-90B	LN623PO-90C	LN623PO-90D	LN623PO-90E	LN623PO-90K	LN623PO-90L
100	LN623PO-100A	LN623PO-100B	LN623PO-100C	LN623PO-100D	LN623PO-100E	LN623PO-100K	LN623PO-100L
120	LN623PO-120A	LN623PO-120B	LN623PO-120C	LN623PO-120D	LN623PO-120E	LN623PO-120K	LN623PO-120L
145	LN623PO-145A	LN623PO-145B	LN623PO-145C	LN623PO-145D	LN623PO-145E	LN623PO-145K	LN623PO-145L
150	LN623PO-150A	LN623PO-150B	LN623PO-150C	LN623PO-150D	LN623PO-150E	LN623PO-150K	LN623PO-150L
180	LN623PO-180A	LN623PO-180B	LN623PO-180C	LN623PO-180D	LN623PO-180E	LN623PO-180K	LN623PO-180L
200	LN623PO-200A	LN623PO-200B	LN623PO-200C	LN623PO-200D	LN623PO-200E	LN623PO-200K	LN623PO-200L
300	LN623PO-300A	LN623PO-300B	LN623PO-300C	LN623PO-300D	LN623PO-300E	LN623PO-300K	LN623PO-300L

### ŞEFFAF PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

UZUNLUK - CM	FLL / FLL 1x2mm	FLL / FLL 1x2,5mm	FLL / FLL 1,5x2,5mm	FLL / FLL 1,5x2,7mm	FLL / FLL 1,5x3mm	FLL / FLL 2,5x4,1mm	FLL / FLL 3x4,1mm
15	LN623SO-15A	LN623SO-15B	LN623SO-15C	LN623SO-15D	LN623SO-15E	LN623SO-15K	LN623SO-15L
30	LN623SO-30A	LN623SO-30B	LN623SO-30C	LN623SO-30D	LN623SO-30E	LN623SO-30K	LN623SO-30L
45	LN623SO-45A	LN623SO-45B	LN623SO-45C	LN623SO-45D	LN623SO-45E	LN623SO-45K	LN623SO-45L
60	LN623SO-60A	LN623SO-60B	LN623SO-60C	LN623SO-60D	LN623SO-60E	LN623SO-60K	LN623SO-60L
75	LN623SO-75A	LN623SO-75B	LN623SO-75C	LN623SO-75D	LN623SO-75E	LN623SO-75K	LN623SO-75L
90	LN623SO-90A	LN623SO-90B	LN623SO-90C	LN623SO-90D	LN623SO-90E	LN623SO-90K	LN623SO-90L
100	LN623SO-100A	LN623SO-100B	LN623SO-100C	LN623SO-100D	LN623SO-100E	LN623SO-100K	LN623SO-100L
120	LN623SO-120A	LN623SO-120B	LN623SO-120C	LN623SO-120D	LN623SO-120E	LN623SO-120K	LN623SO-120L
145	LN623SO-145A	LN623SO-145B	LN623SO-145C	LN623SO-145D	LN623SO-145E	LN623SO-145K	LN623SO-145L
150	LN623SO-150A	LN623SO-150B	LN623SO-150C	LN623SO-150D	LN623SO-150E	LN623SO-150K	LN623SO-150L
180	LN623SO-180A	LN623SO-180B	LN623SO-180C	LN623SO-180D	LN623SO-180E	LN623SO-180K	LN623SO-180L
200	LN623SO-200A	LN623SO-200B	LN623SO-200C	LN623SO-200D	LN623SO-200E	LN623SO-200K	LN623SO-200L
300	LN623SO-300A	LN623SO-300B	LN623SO-300C	LN623SO-300D	LN623SO-300E	LN623SO-300K	LN623SO-300L



## UZATMA SETLERİ

### STANDART UZATMA SETLERİ

#### FLL/FLL Uzatma Setleri

#### İŞIKTAN KORUMALI POLİÜRETAN SETLER

UZUNLUK - CM	FLL / FLL 1x2mm	FLL / FLL 1x2,5mm	FLL / FLL 1,5x2,5mm	FLL / FLL 1,5x2,7mm	FLL / FLL 1,5x3mm	FLL / FLL 2,5x4,1mm	FLL / FLL 3x4,1mm
15	LN723PO-15A	LN723PO-15B	LN723PO-15C	LN723PO-15D	LN723PO-15E	LN723PO-15K	LN723PO-15L
30	LN723PO-30A	LN723PO-30B	LN723PO-30C	LN723PO-30D	LN723PO-30E	LN723PO-30K	LN723PO-30L
45	LN723PO-45A	LN723PO-45B	LN723PO-45C	LN723PO-45D	LN723PO-45E	LN723PO-45K	LN723PO-45L
60	LN723PO-60A	LN723PO-60B	LN723PO-60C	LN723PO-60D	LN723PO-60E	LN723PO60K	LN723PO-60L
75	LN723PO-75A	LN723PO-75B	LN723PO-75C	LN723PO-75D	LN723PO-75E	LN723PO-75K	LN723PO-75L
90	LN723PO-90A	LN723PO-90B	LN723PO-90C	LN723PO-90D	LN723PO-90E	LN723PO-90K	LN723PO-90L
100	LN723PO-100A	LN723PO-100B	LN723PO-100C	LN723PO-100D	LN723PO-100E	LN723PO-100K	LN723PO-100L
120	LN723PO-120A	LN723PO-120B	LN723PO-120C	LN723PO-120D	LN723PO-120E	LN723PO-120K	LN723PO-120L
145	LN723PO-145A	LN723PO-145B	LN723PO-145C	LN723PO-145D	LN723PO-145E	LN723PO-145K	LN723PO-145L
150	LN723PO-150A	LN723PO-150B	LN723PO-150C	LN723PO-150D	LN723PO-150E	LN722S3PO-150K	LN723PO-150L
180	LN723PO-180A	LN723PO-180B	LN723PO-180C	LN723PO-180D	LN723PO-180E	LN723PO-180K	LN723PO-180L
200	LN723PO-200A	LN723PO-200B	LN723PO-200C	LN723PO-200D	LN723PO-200E	LN723PO-200K	LN723PO-200L
300	LN723PO-300A	LN723PO-300B	LN723PO-300C	LN723PO-300D	LN723PO-300E	LN723PO-300K	LN723PO-300L

#### ŞEFFAF POLİÜRETAN SETLER

UZUNLUK - CM	FLL / FLL 1x2mm	FLL / FLL 1x2,5mm	FLL / FLL 1,5x2,5mm	FLL / FLL 1,5x2,7mm	FLL / FLL 1,5x3mm	FLL / FLL 2,5x4,1mm	FLL / FLL 3x4,1mm
15	LN723SO-15A	LN723SO-15B	LN723SO-15C	LN723SO-15D	LN723SO-15E	LN723SO-15K	LN723SO-15L
30	LN723SO-30A	LN723SO-30B	LN723SO-30C	LN723SO-30D	LN723SO-30E	LN723SO-30K	LN723SO-30L
45	LN723SO-45A	LN723SO-45B	LN723SO-45C	LN723SO-45D	LN723SO-45E	LN723SO-45K	LN723SO-45L
60	LN723SO-60A	LN723SO-60B	LN723SO-60C	LN723SO-60D	LN723SO-60E	LN723SO60K	LN723SO-60L
75	LN723SO-75A	LN723SO-75B	LN723SO-75C	LN723SO-75D	LN723SO-75E	LN723SO-75K	LN723SO-75L
90	LN723SO-90A	LN723SO-90B	LN723SO-90C	LN723SO-90D	LN723SO-90E	LN723SO-90K	LN723SO-90L
100	LN723SO-100A	LN723SO-100B	LN723SO-100C	LN723SO-100D	LN723SO-100E	LN723SO-100K	LN723SO-100L
120	LN723SO-120A	LN723SO-120B	LN723SO-120C	LN723SO-120D	LN723SO-120E	LN723SO-120K	LN723SO-120L
145	LN723SO-145A	LN723SO-145B	LN723SO-145C	LN723SO-145D	LN723SO-145E	LN723SO-145K	LN723SO-145L
150	LN723SO-150A	LN723SO-150B	LN723SO-150C	LN723SO-150D	LN723SO-150E	LN722S3SO-150K	LN723SO-150L
180	LN723SO-180A	LN723SO-180B	LN723SO-180C	LN723SO-180D	LN723SO-180E	LN723SO-180K	LN723SO-180L
200	LN723SO-200A	LN723SO-200B	LN723SO-200C	LN723SO-200D	LN723SO-200E	LN723SO-200K	LN723SO-200L
300	LN723SO-300A	LN723SO-300B	LN723SO-300C	LN723SO-300D	LN723SO-300E	LN723SO-300K	LN723SO-300L



## UZATMA SETLERİ STANDART UZATMA SETLERİ ROTATING MLL/FLL Uzatma Setleri

### İŞIKTAN KORUMALI PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

UZUNLUK - CM	ROT MLL/FLL 1x2mm	ROT MLL/FLL 1x2,5mm	ROT MLL/FLL 1,5x2,5mm	ROT MLL/FLL 1,5x2,7mm	ROT MLL/FLL 1,5x3mm	ROT MLL/FLL 2,5X4,1mm	ROT MLL/FLL 3x4,1mm
15	LN624PO-15A	LN624PO-15B	LN624PO-15C	LN624PO-15D	LN624PO-15E	LN624PO-15K	LN624PO-15L
30	LN624PO-30A	LN624PO-30B	LN624PO-30C	LN624PO-30D	LN624PO-30E	LN624PO-30K	LN624PO-30L
45	LN624PO-45A	LN624PO-45B	LN624PO-45C	LN624PO-45D	LN624PO-45E	LN624PO-45K	LN624PO-45L
60	LN624PO-60A	LN624PO-60B	LN624PO-60C	LN624PO-60D	LN624PO-60E	LN624PO-60K	LN624PO-60L
75	LN624PO-75A	LN624PO-75B	LN624PO-75C	LN624PO-75D	LN624PO-75E	LN624PO-75K	LN624PO-75L
90	LN624PO-90A	LN624PO-90B	LN624PO-90C	LN624PO-90D	LN624PO-90E	LN624PO-90K	LN624PO-90L
100	LN624PO-100A	LN624PO-100B	LN624PO-100C	LN624PO-100D	LN624PO-100E	LN624PO-100K	LN624PO-100L
120	LN624PO-120A	LN624PO-120B	LN624PO-120C	LN624PO-120D	LN624PO-120E	LN624PO-120K	LN624PO-120L
145	LN624PO-145A	LN624PO-145B	LN624PO-145C	LN624PO-145D	LN624PO-145E	LN624PO-145K	LN624PO-145L
150	LN624PO-150A	LN624PO-150B	LN624PO-150C	LN624PO-150D	LN624PO-150E	LN624PO-150K	LN624PO-150L
180	LN624PO-180A	LN624PO-180B	LN624PO-180C	LN624PO-180D	LN624PO-180E	LN624PO-180K	LN624PO-180L
200	LN624PO-200A	LN624PO-200B	LN624PO-200C	LN624PO-200D	LN624PO-200E	LN624PO-200K	LN624PO-200L
300	LN624PO-300A	LN624PO-300B	LN624PO-300C	LN624PO-300D	LN624PO-300E	LN624PO-300K	LN624PO-300L

### ŞEFFAF PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

UZUNLUK - CM	ROT MLL/FLL 1x2mm	ROT MLL/FLL 1x2,5mm	ROT MLL/FLL 1,5x2,5mm	ROT MLL/FLL 1,5x2,7mm	ROT MLL/FLL 1,5x3mm	ROT MLL/FLL 2,5X4,1mm	ROT MLL/FLL 3x4,1mm
15	LN624SO-15A	LN624SO-15B	LN624SO-15C	LN624SO-15D	LN624SO-15E	LN624SO-15K	LN624SO-15L
30	LN624SO-30A	LN624SO-30B	LN624SO-30C	LN624SO-30D	LN624SO-30E	LN624SO-30K	LN624SO-30L
45	LN624SO-45A	LN624SO-45B	LN624SO-45C	LN624SO-45D	LN624SO-45E	LN624SO-45K	LN624SO-45L
60	LN624SO-60A	LN624SO-60B	LN624SO-60C	LN624SO-60D	LN624SO-60E	LN624SO-60K	LN624SO-60L
75	LN624SO-75A	LN624SO-75B	LN624SO-75C	LN624SO-75D	LN624SO-75E	LN624SO-75K	LN624SO-75L
90	LN624SO-90A	LN624SO-90B	LN624SO-90C	LN624SO-90D	LN624SO-90E	LN624SO-90K	LN624SO-90L
100	LN624SO-100A	LN624SO-100B	LN624SO-100C	LN624SO-100D	LN624SO-100E	LN624SO-100K	LN624SO-100L
120	LN624SO-120A	LN624SO-120B	LN624SO-120C	LN624SO-120D	LN624SO-120E	LN624SO-120K	LN624SO-120L
145	LN624SO-145A	LN624SO-145B	LN624SO-145C	LN624SO-145D	LN624SO-145E	LN624SO-145K	LN624SO-145L
150	LN624SO-150A	LN624SO-150B	LN624SO-150C	LN624SO-150D	LN624SO-150E	LN624SO-150K	LN624SO-150L
180	LN624SO-180A	LN624SO-180B	LN624SO-180C	LN624SO-180D	LN624SO-180E	LN624SO-180K	LN624SO-180L
200	LN624SO-200A	LN624SO-200B	LN624SO-200C	LN624SO-200D	LN624SO-200E	LN624SO-200K	LN624SO-200L
300	LN624SO-300A	LN624SO-300B	LN624SO-300C	LN624SO-300D	LN624SO-300E	LN624SO-300K	LN624SO-300L



## UZATMA SETLERİ

### STANDART UZATMA SETLERİ

#### ROTATING MLL/FLL Uzatma Setleri

#### İŞIKTAN KORUMALI POLİÜRETAN SETLER

UZUNLUK - CM	ROT MLL/FLL 1x2mm	ROT MLL/FLL 1x2,5mm	ROT MLL/FLL 1,5x2,5mm	ROT MLL/FLL 1,5x2,7mm	ROT MLL/FLL 1,5x3mm	ROT MLL/FLL 2,5X4,1mm	ROT MLL/FLL 3x4,1mm
15	LN724PO-15A	LN724PO-15B	LN724PO-15C	LN724PO-15D	LN724PO-15E	LN724PO-15K	LN724PO-15L
30	LN724PO-30A	LN724PO-30B	LN724PO-30C	LN724PO-30D	LN724PO-30E	LN724PO-30K	LN724PO-30L
45	LN724PO-45A	LN724PO-45B	LN724PO-45C	LN724PO-45D	LN724PO-45E	LN724PO-45K	LN724PO-45L
60	LN724PO-60A	LN724PO-60B	LN724PO-60C	LN724PO-60D	LN724PO-60E	LN724PO-60K	LN724PO-60L
75	LN724PO-75A	LN724PO-75B	LN724PO-75C	LN724PO-75D	LN724PO-75E	LN724PO-75K	LN724PO-75L
90	LN724PO-90A	LN724PO-90B	LN724PO-90C	LN724PO-90D	LN724PO-90E	LN724PO-90K	LN724PO-90L
100	LN724PO-100A	LN724PO-100B	LN724PO-100C	LN724PO-100D	LN724PO-100E	LN724PO-100K	LN724PO-100L
120	LN724PO-120A	LN724PO-120B	LN724PO-120C	LN724PO-120D	LN724PO-120E	LN724PO-120K	LN724PO-120L
145	LN724PO-145A	LN724PO-145B	LN724PO-145C	LN724PO-145D	LN724PO-145E	LN724PO-145K	LN724PO-145L
150	LN724PO-150A	LN724PO-150B	LN724PO-150C	LN724PO-150D	LN724PO-150E	LN724PO-150K	LN724PO-150L
180	LN724PO-180A	LN724PO-180B	LN724PO-180C	LN724PO-180D	LN724PO-180E	LN724PO-180K	LN724PO-180L
200	LN724PO-200A	LN724PO-200B	LN724PO-200C	LN724PO-200D	LN724PO-200E	LN724PO-200K	LN724PO-200L
300	LN724PO-300A	LN724PO-300B	LN724PO-300C	LN724PO-300D	LN724PO-300E	LN724PO-300K	LN724PO-300L

#### ŞEFFAF POLİÜRETAN SETLER

UZUNLUK - CM	ROT MLL/FLL 1x2mm	ROT MLL/FLL 1x2,5mm	ROT MLL/FLL 1,5x2,5mm	ROT MLL/FLL 1,5x2,7mm	ROT MLL/FLL 1,5x3mm	ROT MLL/FLL 2,5X4,1mm	ROT MLL/FLL 3x4,1mm
15	LN724SO-15A	LN724SO-15B	LN724SO-15C	LN724SO-15D	LN724SO-15E	LN724SO-15K	LN724SO-15L
30	LN724SO-30A	LN724SO-30B	LN724SO-30C	LN724SO-30D	LN724SO-30E	LN724SO-30K	LN724SO-30L
45	LN724SO-45A	LN724SO-45B	LN724SO-45C	LN724SO-45D	LN724SO-45E	LN724SO-45K	LN724SO-45L
60	LN724SO-60A	LN724SO-60B	LN724SO-60C	LN724SO-60D	LN724SO-60E	LN724SO-60K	LN724SO-60L
75	LN724SO-75A	LN724SO-75B	LN724SO-75C	LN724SO-75D	LN724SO-75E	LN724SO-75K	LN724SO-75L
90	LN724SO-90A	LN724SO-90B	LN724SO-90C	LN724SO-90D	LN724SO-90E	LN724SO-90K	LN724SO-90L
100	LN724SO-100A	LN724SO-100B	LN724SO-100C	LN724SO-100D	LN724SO-100E	LN724SO-100K	LN724SO-100L
120	LN724SO-120A	LN724SO-120B	LN724SO-120C	LN724SO-120D	LN724SO-120E	LN724SO-120K	LN724SO-120L
145	LN724SO-145A	LN724SO-145B	LN724SO-145C	LN724SO-145D	LN724SO-145E	LN724SO-145K	LN724SO-145L
150	LN724SO-150A	LN724SO-150B	LN724SO-150C	LN724SO-150D	LN724SO-150E	LN724SO-150K	LN724SO-150L
180	LN724SO-180A	LN724SO-180B	LN724SO-180C	LN724SO-180D	LN724SO-180E	LN724SO-180K	LN724SO-180L
200	LN724SO-200A	LN724SO-200B	LN724SO-200C	LN724SO-200D	LN724SO-200E	LN724SO-200K	LN724SO-200L
300	LN724SO-300A	LN724SO-300B	LN724SO-300C	LN724SO-300D	LN724SO-300E	LN724SO-300K	LN724SO-300L





## UZATMA SETLERİ

### FİLTRELİ VE İĞNESİZ KONNEKTÖRLÜ UZATMA SETLERİ

#### İki Filtreli ve İğnesiz Konnektörlü Uzatma Setleri



#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	1,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV210P1.102	2 AD	-	2 AD	1,5X2,5	✓
IV210S1.102	2 AD	-	2 AD	1,5X2,5	-
IV211P1.102	2 AD	-	2 AD	1,5X2,7	✓
IV211S1.102	2 AD	-	2 AD	1,5X2,7	-
IV212P1.102	2 AD	-	2 AD	1,5X3,0	✓
IV212S1.102	2 AD	-	2 AD	1,5X3,0	-
IV210P1.112	-	2 AD	2 AD	1,5X2,5	✓
IV210S1.112	-	2 AD	2 AD	1,5X2,5	-
IV211P1.112	-	2 AD	2 AD	1,5X2,7	✓
IV211S1.112	-	2 AD	2 AD	1,5X2,7	-
IV212P1.112	-	2 AD	2 AD	1,5X3,0	✓
IV212S1.112	-	2 AD	2 AD	1,5X3,0	-

#### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	1,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV210P0.102	2 AD	-	2 AD	1,5X2,5	✓
IV210S0.102	2 AD	-	2 AD	1,5X2,5	-
IV211P0.102	2 AD	-	2 AD	1,5X2,7	✓
IV211S0.102	2 AD	-	2 AD	1,5X2,7	-
IV212P0.102	2 AD	-	2 AD	1,5X3,0	✓
IV212S0.102	2 AD	-	2 AD	1,5X3,0	-
IV210P0.112	-	2 AD	2 AD	1,5X2,5	✓
IV210S0.112	-	2 AD	2 AD	1,5X2,5	-
IV211P0.112	-	2 AD	2 AD	1,5X2,7	✓
IV211S0.112	-	2 AD	2 AD	1,5X2,7	-
IV212P0.112	-	2 AD	2 AD	1,5X3,0	✓
IV212S0.112	-	2 AD	2 AD	1,5X3,0	-



## UZATMA SETLERİ

### FİLTRELİ VE İĞNESİZ KONNEKTÖRLÜ UZATMA SETLERİ

#### Tek Filtreli ve İğnesiz Konnektörlü Uzatma Setleri



#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	1,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV410P1.102	1 AD	-	2 AD	1,5X2,5	✓
IV410S1.102	1 AD	-	2 AD	1,5X2,5	-
IV411P1.102	1 AD	-	2 AD	1,5X2,7	✓
IV411S1.102	1 AD	-	2 AD	1,5X2,7	-
IV412P1.102	1 AD	-	2 AD	1,5X3,0	✓
IV412S1.102	1 AD	-	2 AD	1,5X3,0	-
IV410P1.112	-	1 AD	2 AD	1,5X2,5	✓
IV410S1.112	-	1 AD	2 AD	1,5X2,5	-
IV411P1.112	-	1 AD	2 AD	1,5X2,7	✓
IV411S1.112	-	1 AD	2 AD	1,5X2,7	-
IV412P1.112	-	1 AD	2 AD	1,5X3,0	✓
IV412S1.112	-	1 AD	2 AD	1,5X3,0	-

#### POLİÜRETAN SETLER

REF NO	0,2 MİKRON FİLTRE	1,2 MİKRON FİLTRE	İĞNESİZ KONNEKTÖR	ÇAP	İŞIKTAN KORUMA
IV410P0.102	1 AD	-	2 AD	1,5X2,5	✓
IV410S0.102	1 AD	-	2 AD	1,5X2,5	-
IV411P0.102	1 AD	-	2 AD	1,5X2,7	✓
IV411S0.102	1 AD	-	2 AD	1,5X2,7	-
IV412P0.102	1 AD	-	2 AD	1,5X3,0	✓
IV412S0.102	1 AD	-	2 AD	1,5X3,0	-
IV410P0.112	-	1 AD	2 AD	1,5X2,5	✓
IV410S0.112	-	1 AD	2 AD	1,5X2,5	-
IV411P0.112	-	1 AD	2 AD	1,5X2,7	✓
IV411S0.112	-	1 AD	2 AD	1,5X2,7	-
IV412P0.112	-	1 AD	2 AD	1,5X3,0	✓
IV412S0.112	-	1 AD	2 AD	1,5X3,0	-



## UZATMA SETLERİ

### 250 PSI BASINCA DAYANIKLI UZATMA SETLERİ

#### 1,5X2,5mm Işıktan Korunmalı PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FLL 1,5x2,5mm	MLL / MLL 1,5x2,5mm	FLL / FLL 1,5x2,5mm	ROT MLL / FLL 1,5x2,5mm
15	LN621P1-15C	LN622P1-15C	LN623P1-15C	LN624P1-15C
30	LN621P1-30C	LN622P1-30C	LN623P1-30C	LN624P1-30C
45	LN621P1-45C	LN622P1-45C	LN623P1-45C	LN624P1-45C
60	LN621P1-60C	LN622P1-60C	LN623P1-60C	LN624P1-60C
75	LN621P1-75C	LN622P1-75C	LN623P1-75C	LN624P1-75C
90	LN621P1-90C	LN622P1-90C	LN623P1-90C	LN624P1-90C
100	LN621P1-100C	LN622P1-100C	LN623P1-100C	LN624P1-100C
120	LN621P1-120C	LN622P1-120C	LN623P1-120C	LN624P1-120C
145	LN621P1-145C	LN622P1-145C	LN623P1-145C	LN624P1-145C
150	LN621P1-150C	LN622P1-150C	LN623P1-150C	LN624P1-150C
180	LN621P1-180C	LN622P1-180C	LN623P1-180C	LN624P1-180C
200	LN621P1-200C	LN622P1-200C	LN623P1-200C	LN624P1-200C
300	LN621P1-300C	LN622P1-300C	LN623P1-300C	LN624P1-300C

#### 1,5X2,5mm Şeffaf Korunmalı PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FLL 1,5x2,5mm	MLL / MLL 1,5x2,5mm	FLL / FLL 1,5x2,5mm	ROT MLL / FLL 1,5x2,5mm
15	LN621S1-15C	LN622S1-15C	LN623S1-15C	LN624S1-15C
30	LN621S1-30C	LN622S1-30C	LN623S1-30C	LN624S1-30C
45	LN621S1-45C	LN622S1-45C	LN623S1-45C	LN624S1-45C
60	LN621S1-60C	LN622S1-60C	LN623S1-60C	LN624S1-60C
75	LN621S1-75C	LN622S1-75C	LN623S1-75C	LN624S1-75C
90	LN621S1-90C	LN622S1-90C	LN623S1-90C	LN624S1-90C
100	LN621S1-100C	LN622S1-100C	LN623S1-100C	LN624S1-100C
120	LN621S1-120C	LN622S1-120C	LN623S1-120C	LN624S1-120C
145	LN621S1-145C	LN622S1-145C	LN623S1-145C	LN624S1-145C
150	LN621S1-150C	LN622S1-150C	LN623S1-150C	LN624S1-150C
180	LN621S1-180C	LN622S1-180C	LN623S1-180C	LN624S1-180C
200	LN621S1-200C	LN622S1-200C	LN623S1-200C	LN624S1-200C
300	LN621S1-300C	LN622S1-300C	LN623S1-300C	LN624S1-300C

#### 1,5X2,7mm Işıktan Korunmalı PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FLL 1,5x2,7mm	MLL / MLL 1,5x2,7mm	FLL / FLL 1,5x2,7mm	ROT MLL / FLL 1,5x2,7mm
15	LN621P1-15D	LN622P1-15D	LN623P1-15D	LN624P1-15D
30	LN621P1-30D	LN622P1-30D	LN623P1-30D	LN624P1-30D
45	LN621P1-45D	LN622P1-45D	LN623P1-45D	LN624P1-45D
60	LN621P1-60D	LN622P1-60D	LN623P1-60D	LN624P1-60D
75	LN621P1-75D	LN622P1-75D	LN623P1-75D	LN624P1-75D
90	LN621P1-90D	LN622P1-90D	LN623P1-90D	LN624P1-90D
100	LN621P1-100D	LN622P1-100D	LN623P1-100D	LN624P1-100D
120	LN621P1-120D	LN622P1-120D	LN623P1-120D	LN624P1-120D
145	LN621P1-145D	LN622P1-145D	LN623P1-145D	LN624P1-145D
150	LN621P1-150D	LN622P1-150D	LN623P1-150D	LN624P1-150D
180	LN621P1-180D	LN622P1-180D	LN623P1-180D	LN624P1-180D
200	LN621P1-200D	LN622P1-200D	LN623P1-200D	LN624P1-200D
300	LN621P1-300D	LN622P1-300D	LN623P1-300D	LN624P1-300D

#### 1,5X2,7mm Şeffaf PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FLL 1,5x2,7mm	MLL / MLL 1,5x2,7mm	FLL / FLL 1,5x2,7mm	ROT MLL / FLL 1,5x2,7mm
15	LN621S1-15D	LN622S1-15D	LN623S1-15D	LN624S1-15D
30	LN621S1-30D	LN622S1-30D	LN623S1-30D	LN624S1-30D
45	LN621S1-45D	LN622S1-45D	LN623S1-45D	LN624S1-45D
60	LN621S1-60D	LN622S1-60D	LN623S1-60D	LN624S1-60D
75	LN621S1-75D	LN622S1-75D	LN623S1-75D	LN624S1-75D
90	LN621S1-90D	LN622S1-90D	LN623S1-90D	LN624S1-90D
100	LN621S1-100D	LN622S1-100D	LN623S1-100D	LN624S1-100D
120	LN621S1-120D	LN622S1-120D	LN623S1-120D	LN624S1-120D
145	LN621S1-145D	LN622S1-145D	LN623S1-145D	LN624S1-145D
150	LN621S1-150D	LN622S1-150D	LN623S1-150D	LN624S1-150D
180	LN621S1-180D	LN622S1-180D	LN623S1-180D	LN624S1-180D
200	LN621S1-200D	LN622S1-200D	LN623S1-200D	LN624S1-200D
300	LN621S1-300D	LN622S1-300D	LN623S1-300D	LN624S1-300D



## UZATMA SETLERİ

### 250 PSI BASINCA DAYANIKLI UZATMA SETLERİ

#### 1,5X3mm Işıktan Korunmalı PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FLL 1,5x3mm	MLL / MLL 1,5x3mm	FLL / FLL 1,5x3mm	ROT MLL / FLL 1,5x3mm
15	LN621P1-15E	LN622P1-15E	LN623P1-15E	LN624P1-15E
30	LN621P1-30E	LN622P1-30E	LN623P1-30E	LN624P1-30E
45	LN621P1-45E	LN622P1-45E	LN623P1-45E	LN624P1-45E
60	LN621P1-60E	LN622P1-60E	LN623P1-60E	LN624P1-60E
75	LN621P1-75E	LN622P1-75E	LN623P1-75E	LN624P1-75E
90	LN621P1-90E	LN622P1-90E	LN623P1-90E	LN624P1-90E
100	LN621P1-100E	LN622P1-100E	LN623P1-100E	LN624P1-100E
120	LN621P1-120E	LN622P1-120E	LN623P1-120E	LN624P1-120E
145	LN621P1-145E	LN622P1-145E	LN623P1-145E	LN624P1-145E
150	LN621P1-150E	LN622P1-150E	LN623P1-150E	LN624P1-150E
180	LN621P1-180E	LN622P1-180E	LN623P1-180E	LN624P1-180E
200	LN621P1-200E	LN622P1-200E	LN623P1-200E	LN624P1-200E
300	LN621P1-300E	LN622P1-300E	LN623P1-300E	LN624P1-300E

#### 1,5X3mm Şeffaf PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FLL 1,5x3mm	MLL / MLL 1,5x3mm	FLL / FLL 1,5x3mm	ROT MLL / FLL 1,5x3mm
15	LN621S1-15E	LN622S1-15E	LN623S1-15E	LN624S1-15E
30	LN621S1-30E	LN622S1-30E	LN623S1-30E	LN624S1-30E
45	LN621S1-45E	LN622S1-45E	LN623S1-45E	LN624S1-45E
60	LN621S1-60E	LN622S1-60E	LN623S1-60E	LN624S1-60E
75	LN621S1-75E	LN622S1-75E	LN623S1-75E	LN624S1-75E
90	LN621S1-90E	LN622S1-90E	LN623S1-90E	LN624S1-90E
100	LN621S1-100E	LN622S1-100E	LN623S1-100E	LN624S1-100E
120	LN621S1-120E	LN622S1-120E	LN623S1-120E	LN624S1-120E
145	LN621S1-145E	LN622S1-145E	LN623S1-145E	LN624S1-145E
150	LN621S1-150E	LN622S1-150E	LN623S1-150E	LN624S1-150E
180	LN621S1-180E	LN622S1-180E	LN623S1-180E	LN624S1-180E
200	LN621S1-200E	LN622S1-200E	LN623S1-200E	LN624S1-200E
300	LN621S1-300E	LN622S1-300E	LN623S1-300E	LN624S1-300E

#### 3X4,1mm Işıktan Korunmalı PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FLL 3x4,1mm	MLL / MLL 3x4,1mm	FLL / FLL 3x4,1mm	ROT MLL / FLL 3x4,1mm
15	LN621P1-15L	LN622P1-15L	LN623P1-15L	LN624P1-15L
30	LN621P1-30L	LN622P1-30L	LN623P1-30L	LN624P1-30L
45	LN621P1-45L	LN622P1-45L	LN623P1-45L	LN624P1-45L
60	LN621P1-60L	LN622P1-60L	LN623P1-60L	LN624P1-60L
75	LN621P1-75L	LN622P1-75L	LN623P1-75L	LN624P1-75L
90	LN621P1-90L	LN622P1-90L	LN623P1-90L	LN624P1-90L
100	LN621P1-100L	LN622P1-100L	LN623P1-100L	LN624P1-100L
120	LN621P1-120L	LN622P1-120L	LN623P1-120L	LN624P1-120L
145	LN621P1-145L	LN622P1-145L	LN623P1-145L	LN624P1-145L
150	LN621P1-150L	LN622P1-150L	LN623P1-150L	LN624P1-150L
180	LN621P1-180L	LN622P1-180L	LN623P1-180L	LN624P1-180L
200	LN621P1-200L	LN622P1-200L	LN623P1-200L	LN624P1-200L
300	LN621P1-300L	LN622P1-300L	LN623P1-300L	LN624P1-300L

#### 3X4,1mm Şeffaf PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FLL 3x4,1mm	MLL / MLL 3x4,1mm	FLL / FLL 3x4,1mm	ROT MLL / FLL 3x4,1mm
15	LN621S1-15L	LN622S1-15L	LN623S1-15L	LN624S1-15L
30	LN621S1-30L	LN622S1-30L	LN623S1-30L	LN624S1-30L
45	LN621S1-45L	LN622S1-45L	LN623S1-45L	LN624S1-45L
60	LN621S1-60L	LN622S1-60L	LN623S1-60L	LN624S1-60L
75	LN621S1-75L	LN622S1-75L	LN623S1-75L	LN624S1-75L
90	LN621S1-90L	LN622S1-90L	LN623S1-90L	LN624S1-90L
100	LN621S1-100L	LN622S1-100L	LN623S1-100L	LN624S1-100L
120	LN621S1-120L	LN622S1-120L	LN623S1-120L	LN624S1-120L
145	LN621S1-145L	LN622S1-145L	LN623S1-145L	LN624S1-145L
150	LN621S1-150L	LN622S1-150L	LN623S1-150L	LN624S1-150L
180	LN621S1-180L	LN622S1-180L	LN623S1-180L	LN624S1-180L
200	LN621S1-200L	LN622S1-200L	LN623S1-200L	LN624S1-200L
300	LN621S1-300L	LN622S1-300L	LN623S1-300L	LN624S1-300L



## UZATMA SETLERİ

### 600 PSI BASINCA DAYANIKLI UZATMA SETLERİ

#### 1,5X2,7mm Şeffaf PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FL 1,5x2,7mm	MLL / MLL 1,5x2,7mm	FLL / FLL 1,5x2,7mm	ROT MLL / FL 1,5x2,7mm
15	LN631S2-15D	LN632S2-15D	LN633S2-15D	LN634S2-15D
30	LN631S2-30D	LN632S2-30D	LN633S2-30D	LN634S2-30D
45	LN631S2-45D	LN632S2-45D	LN633S2-45D	LN634S2-45D
60	LN631S2-60D	LN632S2-60D	LN633S2-60D	LN634S2-60D
75	LN631S2-75D	LN632S2-75D	LN633S2-75D	LN634S2-75D
90	LN631S2-90D	LN632S2-90D	LN633S2-90D	LN634S2-90D
100	LN631S2-100D	LN632S2-100D	LN633S2-100D	LN634S2-100D
120	LN631S2-120D	LN632S2-120D	LN633S2-120D	LN634S2-120D
145	LN631S2-145D	LN632S2-145D	LN633S2-145D	LN634S2-145D
150	LN631S2-150D	LN632S2-150D	LN633S2-150D	LN634S2-150D
180	LN631S2-180D	LN632S2-180D	LN633S2-180D	LN634S2-180D
200	LN631S2-200D	LN632S2-200D	LN633S2-200D	LN634S2-200D
300	LN631S2-300D	LN632S2-300D	LN633S2-300D	LN634S2-300D

#### 1,5X3mm Şeffaf PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FL 1,5x3mm	MLL / MLL 1,5x3mm	FLL / FLL 1,5x3mm	ROT MLL / FL 1,5x3mm
15	LN631S2-15E	LN632S2-15E	LN633S2-15E	LN634S2-15E
30	LN631S2-30E	LN632S2-30E	LN633S2-30E	LN634S2-30E
45	LN631S2-45E	LN632S2-45E	LN633S2-45E	LN634S2-45E
60	LN631S2-60E	LN632S2-60E	LN633S2-60E	LN634S2-60E
75	LN631S2-75E	LN632S2-75E	LN633S2-75E	LN634S2-75E
90	LN631S2-90E	LN632S2-90E	LN633S2-90E	LN634S2-90E
100	LN631S2-100E	LN632S2-100E	LN633S2-100E	LN634S2-100E
120	LN631S2-120E	LN632S2-120E	LN633S2-120E	LN634S2-120E
145	LN631S2-145E	LN632S2-145E	LN633S2-145E	LN634S2-145E
150	LN631S2-150E	LN632S2-150E	LN633S2-150E	LN634S2-150E
180	LN631S2-180E	LN632S2-180E	LN633S2-180E	LN634S2-180E
200	LN631S2-200E	LN632S2-200E	LN633S2-200E	LN634S2-200E
300	LN631S2-300E	LN632S2-300E	LN633S2-300E	LN634S2-300E

#### 3X4,1mm Şeffaf PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FL 3X4,1mm	MLL / MLL 3X4,1mm	FLL / FLL 3X4,1mm	ROT MLL / FL 3X4,1mm
15	LN631S2-15L	LN632S2-15L	LN633S2-15L	LN634S2-15L
30	LN631S2-30L	LN632S2-30L	LN633S2-30L	LN634S2-30L
45	LN631S2-45L	LN632S2-45L	LN633S2-45L	LN634S2-45L
60	LN631S2-60L	LN632S2-60L	LN633S2-60L	LN634S2-60L
75	LN631S2-75L	LN632S2-75L	LN633S2-75L	LN634S2-75L
90	LN631S2-90L	LN632S2-90L	LN633S2-90L	LN634S2-90L
100	LN631S2-100L	LN632S2-100L	LN633S2-100L	LN634S2-100L
120	LN631S2-120L	LN632S2-120L	LN633S2-120L	LN634S2-120L
145	LN631S2-145L	LN632S2-145L	LN633S2-145L	LN634S2-145L
150	LN631S2-150L	LN632S2-150L	LN633S2-150L	LN634S2-150L
180	LN631S2-180L	LN632S2-180L	LN633S2-180L	LN634S2-180L
200	LN631S2-200L	LN632S2-200L	LN633S2-200L	LN634S2-200L
300	LN631S2-300L	LN632S2-300L	LN633S2-300L	LN634S2-300L







## UZATMA SETLERİ

### 800 PSI BASINCA DAYANIKLI UZATMA SETLERİ

#### 1,5X2,7mm Işıktan Korunmalı PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FLL 1,5x2,7mm	MLL / MLL 1,5x2,7mm	FLL / FLL 1,5x2,7mm	ROT MLL / FLL 1,5x2,7mm
15	LN631P3-15D	LN632P3-15D	LN633P3-15D	LN634P3-15D
30	LN631P3-30D	LN632P3-30D	LN633P3-30D	LN634P3-30D
45	LN631P3-45D	LN632P3-45D	LN633P3-45D	LN634P3-45D
60	LN631P3-60D	LN632P3-60D	LN633P3-60D	LN634P3-60D
75	LN631P3-75D	LN632P3-75D	LN633P3-75D	LN634P3-75D
90	LN631P3-90D	LN632P3-90D	LN633P3-90D	LN634P3-90D
100	LN631P3-100D	LN632P3-100D	LN633P3-100D	LN634P3-100D
120	LN631P3-120D	LN632P3-120D	LN633P3-120D	LN634P3-120D
145	LN631P3-145D	LN632P3-145D	LN633P3-145D	LN634P3-145D
150	LN631P3-150D	LN632P3-150D	LN633P3-150D	LN634P3-150D
180	LN631P3-180D	LN632P3-180D	LN633P3-180D	LN634P3-180D
200	LN631P3-200D	LN632P3-200D	LN633P3-200D	LN634P3-200D
300	LN631P3-300D	LN632P3-300D	LN633P3-300D	LN634P3-300D

#### 1,5X2,7mm Şeffaf PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FLL 1,5x2,7mm	MLL / MLL 1,5x2,7mm	FLL / FLL 1,5x2,7mm	ROT MLL / FLL 1,5x2,7mm
15	LN631S3-15D	LN632S3-15D	LN633S3-15D	LN634S3-15D
30	LN631S3-30D	LN632S3-30D	LN633S3-30D	LN634S3-30D
45	LN631S3-45D	LN632S3-45D	LN633S3-45D	LN634S3-45D
60	LN631S3-60D	LN632S3-60D	LN633S3-60D	LN634S3-60D
75	LN631S3-75D	LN632S3-75D	LN633S3-75D	LN634S3-75D
90	LN631S3-90D	LN632S3-90D	LN633S3-90D	LN634S3-90D
100	LN631S3-100D	LN632S3-100D	LN633S3-100D	LN634S3-100D
120	LN631S3-120D	LN632S3-120D	LN633S3-120D	LN634S3-120D
145	LN631S3-145D	LN632S3-145D	LN633S3-145D	LN634S3-145D
150	LN631S3-150D	LN632S3-150D	LN633S3-150D	LN634S3-150D
180	LN631S3-180D	LN632S3-180D	LN633S3-180D	LN634S3-180D
200	LN631S3-200D	LN632S3-200D	LN633S3-200D	LN634S3-200D
300	LN631S3-300D	LN632S3-300D	LN633S3-300D	LN634S3-300D

#### 1,5X3mm Işıktan Korunmalı PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FLL 1,5x3mm	MLL / MLL 1,5x3mm	FLL / FLL 1,5x3mm	ROT MLL / FLL 1,5x3mm
15	LN631P3-15E	LN632P3-15E	LN633P3-15E	LN634P3-15E
30	LN631P3-30E	LN632P3-30E	LN633P3-30E	LN634P3-30E
45	LN631P3-45E	LN632P3-45E	LN633P3-45E	LN634P3-45E
60	LN631P3-60E	LN632P3-60E	LN633P3-60E	LN634P3-60E
75	LN631P3-75E	LN632P3-75E	LN633P3-75E	LN634P3-75E
90	LN631P3-90E	LN632P3-90E	LN633P3-90E	LN634P3-90E
100	LN631P3-100E	LN632P3-100E	LN633P3-100E	LN634P3-100E
120	LN631P3-120E	LN632P3-120E	LN633P3-120E	LN634P3-120E
145	LN631P3-145E	LN632P3-145E	LN633P3-145E	LN634P3-145E
150	LN631P3-150E	LN632P3-150E	LN633P3-150E	LN634P3-150E
180	LN631P3-180E	LN632P3-180E	LN633P3-180E	LN634P3-180E
200	LN631P3-200E	LN632P3-200E	LN633P3-200E	LN634P3-200E
300	LN631P3-300E	LN632P3-300E	LN633P3-300E	LN634P3-300E

#### 1,5X3mm Şeffaf PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FLL 1,5x3mm	MLL / MLL 1,5x3mm	FLL / FLL 1,5x3mm	ROT MLL / FLL 1,5x3mm
15	LN631S3-15E	LN632S3-15E	LN633S3-15E	LN634S3-15E
30	LN631S3-30E	LN632S3-30E	LN633S3-30E	LN634S3-30E
45	LN631S3-45E	LN632S3-45E	LN633S3-45E	LN634S3-45E
60	LN631S3-60E	LN632S3-60E	LN633S3-60E	LN634S3-60E
75	LN631S3-75E	LN632S3-75E	LN633S3-75E	LN634S3-75E
90	LN631S3-90E	LN632S3-90E	LN633S3-90E	LN634S3-90E
100	LN631S3-100E	LN632S3-100E	LN633S3-100E	LN634S3-100E
120	LN631S3-120E	LN632S3-120E	LN633S3-120E	LN634S3-120E
145	LN631S3-145E	LN632S3-145E	LN633S3-145E	LN634S3-145E
150	LN631S3-150E	LN632S3-150E	LN633S3-150E	LN634S3-150E
180	LN631S3-180E	LN632S3-180E	LN633S3-180E	LN634S3-180E
200	LN631S3-200E	LN632S3-200E	LN633S3-200E	LN634S3-200E
300	LN631S3-300E	LN632S3-300E	LN633S3-300E	LN634S3-300E



## UZATMA SETLERİ

### 800 PSI BASINCA DAYANIKLI UZATMA SETLERİ

#### 2,3X4,1mm Işıktan Korunmalı PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FL 2,3X4,1mm	MLL / MLL 2,3X4,1mm	FLL / FLL 2,3X4,1mm	ROT MLL / FL 2,3X4,1mm
15	LN631P3-15H	LN632P3-15H	LN633P3-15H	LN634P3-15H
30	LN631P3-30H	LN632P3-30H	LN633P3-30H	LN634P3-30H
45	LN631P3-45H	LN632P3-45H	LN633P3-45H	LN634P3-45H
60	LN631P3-60H	LN632P3-60H	LN633P3-60H	LN634P3-60H
75	LN631P3-75H	LN632P3-75H	LN633P3-75H	LN634P3-75H
90	LN631P3-90H	LN632P3-90H	LN633P3-90H	LN634P3-90H
100	LN631P3-100H	LN632P3-100H	LN633P3-100H	LN634P3-100H
120	LN631P3-120H	LN632P3-120H	LN633P3-120H	LN634P3-120H
145	LN631P3-145H	LN632P3-145H	LN633P3-145H	LN634P3-145H
150	LN631P3-150H	LN632P3-150H	LN633P3-150H	LN634P3-150H
180	LN631P3-180H	LN632P3-180H	LN633P3-180H	LN634P3-180H
200	LN631P3-200H	LN632P3-200H	LN633P3-200H	LN634P3-200H
300	LN631P3-300H	LN632P3-300H	LN633P3-300H	LN634P3-300H

#### 2,3X4,1mm Şeffaf PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FL 2,3X4,1mm	MLL / MLL 2,3X4,1mm	FLL / FLL 2,3X4,1mm	ROT MLL / FL 2,3X4,1mm
15	LN631S3-15H	LN632S3-15H	LN633S3-15H	LN634S3-15H
30	LN631S3-30H	LN632S3-30H	LN633S3-30H	LN634S3-30H
45	LN631S3-45H	LN632S3-45H	LN633S3-45H	LN634S3-45H
60	LN631S3-60H	LN632S3-60H	LN633S3-60H	LN634S3-60H
75	LN631S3-75H	LN632S3-75H	LN633S3-75H	LN634S3-75H
90	LN631S3-90H	LN632S3-90H	LN633S3-90H	LN634S3-90H
100	LN631S3-100H	LN632S3-100H	LN633S3-100H	LN634S3-100H
120	LN631S3-120H	LN632S3-120H	LN633S3-120H	LN634S3-120H
145	LN631S3-145H	LN632S3-145H	LN633S3-145H	LN634S3-145H
150	LN631S3-150H	LN632S3-150H	LN633S3-150H	LN634S3-150H
180	LN631S3-180H	LN632S3-180H	LN633S3-180H	LN634S3-180H
200	LN631S3-200H	LN632S3-200H	LN633S3-200H	LN634S3-200H
300	LN631S3-300H	LN632S3-300H	LN633S3-300H	LN634S3-300H

#### 3X4,1mm Işıktan Korunmalı PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)


UZUNLUK (CM)	MLL / FL 3X4,1mm	MLL / MLL 3X4,1mm	FLL / FLL 3X4,1mm	ROT MLL / FL 3X4,1mm
15	LN631P3-15L	LN632P3-15L	LN633P3-15L	LN634P3-15L
30	LN631P3-30L	LN632P3-30L	LN633P3-30L	LN634P3-30L
45	LN631P3-45L	LN632P3-45L	LN633P3-45L	LN634P3-45L
60	LN631P3-60L	LN632P3-60L	LN633P3-60L	LN634P3-60L
75	LN631P3-75L	LN632P3-75L	LN633P3-75L	LN634P3-75L
90	LN631P3-90L	LN632P3-90L	LN633P3-90L	LN634P3-90L
100	LN631P3-100L	LN632P3-100L	LN633P3-100L	LN634P3-100L
120	LN631P3-120L	LN632P3-120L	LN633P3-120L	LN634P3-120L
145	LN631P3-145L	LN632P3-145L	LN633P3-145L	LN634P3-145L
150	LN631P3-150L	LN632P3-150L	LN633P3-150L	LN634P3-150L
180	LN631P3-180L	LN632P3-180L	LN633P3-180L	LN634P3-180L
200	LN631P3-200L	LN632P3-200L	LN633P3-200L	LN634P3-200L
300	LN631P3-300L	LN632P3-300L	LN633P3-300L	LN634P3-300L

#### 3X4,1mm Şeffaf PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FL 3X4,1mm	MLL / MLL 3X4,1mm	FLL / FLL 3X4,1mm	ROT MLL / FL 3X4,1mm
15	LN631S3-15L	LN632S3-15L	LN633S3-15L	LN634S3-15L
30	LN631S3-30L	LN632S3-30L	LN633S3-30L	LN634S3-30L
45	LN631S3-45L	LN632S3-45L	LN633S3-45L	LN634S3-45L
60	LN631S3-60L	LN632S3-60L	LN633S3-60L	LN634S3-60L
75	LN631S3-75L	LN632S3-75L	LN633S3-75L	LN634S3-75L
90	LN631S3-90L	LN632S3-90L	LN633S3-90L	LN634S3-90L
100	LN631S3-100L	LN632S3-100L	LN633S3-100L	LN634S3-100L
120	LN631S3-120L	LN632S3-120L	LN633S3-120L	LN634S3-120L
145	LN631S3-145L	LN632S3-145L	LN633S3-145L	LN634S3-145L
150	LN631S3-150L	LN632S3-150L	LN633S3-150L	LN634S3-150L
180	LN631S3-180L	LN632S3-180L	LN633S3-180L	LN634S3-180L
200	LN631S3-200L	LN632S3-200L	LN633S3-200L	LN634S3-200L
300	LN631S3-300L	LN632S3-300L	LN633S3-300L	LN634S3-300L



## UZATMA SETLERİ 1200 PSI BASINCA DAYANIKLI UZATMA SETLERİ



### 1,6X4,1mm Şeffaf PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)


UZUNLUK (CM)	MLL / FL 1,6X4,1mm	MLL / MLL 1,6X4,1mm	FL / FL 1,6X4,1mm	ROT MLL / FL 1,6X4,1mm
15	LN631S4-15F	LN632S4-15F	LN633S4-15F	LN634S4-15F
30	LN631S4-30F	LN632S4-30F	LN633S4-30F	LN634S4-30F
45	LN631S4-45F	LN632S4-45F	LN633S4-45F	LN634S4-45F
60	LN631S4-60F	LN632S4-60F	LN633S4-60F	LN634S4-60F
75	LN631S4-75F	LN632S4-75F	LN633S4-75F	LN634S4-75F
90	LN631S4-90F	LN632S4-90F	LN633S4-90F	LN634S4-90F
100	LN631S4-100F	LN632S4-100F	LN633S4-100F	LN634S4-100F
120	LN631S4-120F	LN632S4-120F	LN633S4-120F	LN634S4-120F
145	LN631S4-145F	LN632S4-145F	LN633S4-145F	LN634S4-145F
150	LN631S4-150F	LN632S4-150F	LN633S4-150F	LN634S4-150F
180	LN631S4-180F	LN632S4-180F	LN633S4-180F	LN634S4-180F
200	LN631S4-200F	LN632S4-200F	LN633S4-200F	LN634S4-200F
300	LN631S4-300F	LN632S4-300F	LN633S4-300F	LN634S4-300F

### 1,7X4,9 mm Şeffaf PVC Uzatma Setleri (DEHP İçermez)

UZUNLUK (CM)	MLL / FL 1,7X4,9mm	MLL / MLL 1,7X4,9mm	FL / FL 1,7X4,9mm	ROT MLL / FL 1,7X4,9mm
15	LN631S4-15R	LN632S4-15R	LN633S4-15R	LN634S4-15R
30	LN631S4-30R	LN632S4-30R	LN633S4-30R	LN634S4-30R
45	LN631S4-45R	LN632S4-45R	LN633S4-45R	LN634S4-45R
60	LN631S4-60R	LN632S4-60R	LN633S4-60R	LN634S4-60R
75	LN631S4-75R	LN632S4-75R	LN633S4-75R	LN634S4-75R
90	LN631S4-90R	LN632S4-90R	LN633S4-90R	LN634S4-90R
100	LN631S4-100R	LN632S4-100R	LN633S4-100R	LN634S4-100R
120	LN631S4-120R	LN632S4-120R	LN633S4-120R	LN634S4-120R
145	LN631S4-145R	LN632S4-145R	LN633S4-145R	LN634S4-145R
150	LN631S4-150R	LN632S4-150R	LN633S4-150R	LN634S4-150R
180	LN631S4-180R	LN632S4-180R	LN633S4-180R	LN634S4-180R
200	LN631S4-200R	LN632S4-200R	LN633S4-200R	LN634S4-200R
300	LN631S4-300R	LN632S4-300R	LN633S4-300R	LN634S4-300R



## UZATMA SETLERİ MANİFOLDLAR Manifold Standart



### STANDART MANİFOLD

REF NO	ÜRÜN AÇIKLAMA
LN00100-002	İKİLİ MANİFOLD
LN00100-003	ÜÇLÜ MANİFOLD
LN00100-004	DÖRTLÜ MANİFOLD
LN00100-005	BEŞLİ MANİFOLD

## Manifold Valfli




### MANİFOLD VALFLİ

REF NO	ÜRÜN AÇIKLAMA
LN00100-002V	İKİLİ MANİFOLD VALFLİ
LN00100-003V	ÜÇLÜ MANİFOLD VALFLİ
LN00100-004V	DÖRTLÜ MANİFOLD VALFLİ
LN00100-005V	BEŞLİ MANİFOLD VALFLİ



## UZATMA SETLERİ

### MANİFOLD İÇEREN UZATMA SETLERİ



#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

UZUNLUK - CM	REF NO	ÜRÜN AÇIKLAMA
15	LN621S0-15K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
30	LN621S0-30K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
45	LN621S0-45K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
75	LN621S0-75K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
90	LN621S0-90K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
100	LN621S0-100K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
150	LN621S0-150K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
180	LN621S0-180K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
200	LN621S0-200K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
15	LN621S0-15K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
30	LN621S0-30K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
45	LN621S0-45K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
75	LN621S0-75K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
90	LN621S0-90K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
100	LN621S0-100K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
150	LN621S0-150K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
180	LN621S0-180K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
200	LN621S0-200K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5*4,1 mm


#### POLİÜRETAN SETLER

UZUNLUK - CM	REF NO	ÜRÜN AÇIKLAMA
15	LN721S0-15K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
30	LN721S0-30K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
45	LN721S0-45K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
75	LN721S0-75K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
90	LN721S0-90K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
100	LN721S0-100K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
150	LN721S0-150K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
180	LN721S0-180K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
200	LN721S0-200K3	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
15	LN721S0-15K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
30	LN721S0-30K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
45	LN721S0-45K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
75	LN721S0-75K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
90	LN721S0-90K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
100	LN721S0-100K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
150	LN721S0-150K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
180	LN721S0-180K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
200	LN721S0-200K5	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5*4,1 mm





## UZATMA SETLERİ MANİFOLD VE İĞNESİZ KONNEKTÖR İÇEREN UZATMA SETLERİ



### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

UZUNLUK - CM	REF NO	ÜRÜN AÇIKLAMA
15	LN621S0-15K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
30	LN621S0-30K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
45	LN621S0-45K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
75	LN621S0-75K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
90	LN621S0-90K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
100	LN621S0-100K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
150	LN621S0-150K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
180	LN621S0-180K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
200	LN621S0-200K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
15	LN621S0-15K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
30	LN621S0-30K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
45	LN621S0-45K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
75	LN621S0-75K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
90	LN621S0-90K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
100	LN621S0-100K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
150	LN621S0-150K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
180	LN621S0-180K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
200	LN621S0-200K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5*4,1 mm
300	LN621S0-300K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm

### POLİÜRETAN SETLER

UZUNLUK - CM	REF NO	ÜRÜN AÇIKLAMA
15	LN721S0-15K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
30	LN721S0-30K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
45	LN721S0-45K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
75	LN721S0-75K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
90	LN721S0-90K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
100	LN721S0-100K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
150	LN721S0-150K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
180	LN721S0-180K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
200	LN721S0-200K3V	UZATMA HATLI-ÜÇLÜ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
15	LN721S0-15K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
30	LN721S0-30K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
45	LN721S0-45K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
75	LN721S0-75K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
90	LN721S0-90K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
100	LN721S0-100K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
150	LN721S0-150K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
180	LN721S0-180K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm
200	LN721S0-200K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5*4,1 mm
300	LN721S0-300K5V	UZATMA HATLI-BEŞLİ MANİFOLD 2,5x4,1 mm



## UZATMA SETLERİ

### 3 YÖNLÜ MUSLUK İÇEREN UZATMA SETLERİ



#### PVC SETLER (DEHP İÇERMEZ)

UZUNLUK - CM	REF NO	ÜRÜN AÇIKLAMA
15	LN621S0-15K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
	LN621S0-30K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
45	LN621S0-45K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
	LN621S0-60K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
75	LN621S0-75K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
	LN621S0-90K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
100	LN621S0-100K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
	LN621S0-120K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
150	LN621S0-150K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
180	LN621S0-180K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
200	LN621S0-200K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
300	LN621S0-300K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm

#### POLİÜRETAN SETLER

UZUNLUK - CM	REF NO	ÜRÜN AÇIKLAMA
15	LN721S0-15K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
30	LN721S0-30K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
45	LN721S0-45K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
60	LN721S0-60K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
75	LN721S0-75K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
90	LN721S0-90K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
100	LN721S0-100K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
120	LN721S0-120K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
150	LN721S0-150K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
180	LN721S0-180K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
200	LN721S0-200K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm
300	LN721S0-300K1	ÜÇ YÖNLÜ MUSLUKLU UZATMA HATLI 2,5x4,1mm



## İĞNESİZ KONNEKTÖRLER



ONCOERA IV İğnesiz Valf, Split Septum Valf grubundadır. İğnesiz konnektörler, son yıllarda intravenöz tedavinin değişmez bir parçası haline gelmiştir. Bu yaygın kabulün en önemli nedeni hem hastanın hem de sağlık personelinin enfeksiyon risklerini azaltmasıdır. CDC, intravenöz tedavide enfeksiyon risklerinin azaltılması için split septum dizayna sahip ven valflerinin kullanılmasını tavsiye etmektedir.

- Kapalı sistemi destekler.
- İlaç hazırlayan personeli, hazırlanan ilacı ve hazırlanan ortamı korur.
- Tüm luer kilitli konnektörlerle kullanıma uygundur.
- 7 Gün boyunca mikrobiyolojik bariyer oluşturur.
- Kolay dezenfekte edilir.
- İğne batma ve yaralanma risklerini önler.
- İlk dolun hacmi oldukça düşük olup akışı etkilemez.
- Kan ürünleri ve onkoloji ilaçları ile geçimlidir.
- DEHP içermez.
- Tekli, ikili, üçlü, dördü bağlantılı farklı seçenek ve modelleri mevcuttur.



IV201  
ŞEFFAF SİLİKONLU VALF



IV301  
MAVİ SİLİKONLU VALF



## İĞNESİZ KONNEKTÖRLER

### İĞNESİZ KONNEKTÖR İÇEREN TEKLİ SETLER - 10CM



1,5x2,5mm		1,5x2,7mm		1,5x3mm		3x4,1mm		1x2mm	
İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF
IV110P1	IV110S1	IV111P1	IV111S1	IV112P1	IV112S1	IV113P1	IV113S1	IV104P1.102	IV104S1.102
IV110P1-15	IV110S1-16	IV111P1-16	IV111S1-16	IV112P1-16	IV112S1-16	IV113P1-16	IV113S1-16	-	-

### İĞNESİZ KONNEKTÖR İÇEREN İKİLİ SETLER - 10CM



1,5x2,5mm		1,5x2,7mm		1,5x3mm		3x4,1mm	
İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF
IV210P1	IV210S1	IV211P1	IV211S1	IV212P1	IV212S1	IV213P1	IV213S1
IV220P1	IV220S1	IV221P1	IV221S1	IV222P1	IV222S1	-	-

### İĞNESİZ KONNEKTÖR İÇEREN İKİLİ SETLER - 15CM



1,5x2,5mm		1,5x2,7mm		1,5x3mm		3x4,1mm	
İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF
IV400P1	IV400S1	IV401P1	IV401S1	IV402P1	IV402S1	-	-
IV410P1-15	IV410S1-15	IV411P1-15	IV411S1-15	IV412P1-15	IV412S1-15	IV413P1-15	IV413S1-15



## İĞNESİZ KONNEKTÖRLER İĞNESİZ KONNEKTÖR İÇEREN ÜÇLÜ SETLER - 10CM



1,5x2,5mm		1,5x2,7mm		1,5x3mm		3x4,1mm	
İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF
IV310P1	IV310S1	IV311P1	IV311S1	IV312P1	IV312S1	IV313P1	IV313S1

## İĞNESİZ KONNEKTÖR İÇEREN ÜÇLÜ SETLER - 15CM



1,5x2,5mm		1,5x2,7mm		1,5x3mm		3x4,1mm	
İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF	İŞIK KORUMALI	ŞEFFAF
IV510P1	IV510S1	IV511P1	IV511S1	IV512P1	IV512S1	IV513P1	IV513S1





## İNFÜZYON AKSESUARLARI

İnfüzyon tedavisinin tamamlayıcı ekipmanları olarak farklı özellikte kapaklar ve transfer setleri bulunur. Aksesuar tasarımlarında, tüm ürün ailesinde olduğu gibi güvenlik en ön planda tutulur.



HEPARİN KAPAK  
IV011



MÜHÜRLÜ KAPAK  
SF100




STOPPER KAPAK  
IV002



SERUM VALFİ CHECK VALFİ  
LN112P2



SERUM VALFİ STANDART  
VA-BSV01



SİMİ AKTARIM SETİ  
ONC509S2



TRANSFER SPIKE  
VA-BSV04



**OEM**

**OEM**


**ÜRÜNLER**





## FLAKON ADAPTÖRÜ GÖVDESİ

Farklı markalarda iğnesiz konnektörler ve filtrelere uyumlu, spike içeren flakon adaptörü gövdeleridir.



REF NO

ÜRÜN AÇIKLAMA

VA002.20

FLAKON ADAPTÖRÜ GÖVDESİ (FİLTRESİZ VE VALFSİZ)



**ERAVERSE**

**HAZIRLAMA CİHAZLARI**





# HAZIRLAMA CİHAZLARI



**ERAVERSE**

**HAZIRLAMA CİHAZLARI**

**EREVERSE TD – 83**

**ERAVERSE TC – 84**

**ERAVERSE MANAGER – 85**

**ERAVERSE TEKNİK ÖZELLİKLER – 86**



## ERAVERSE TD



Eraverse TD, kapalı sistem transfer setleri kullanarak ilaç ve sıvıların, kaynak kaplardan hedef kaba güvenli bir şekilde transferini sağlayan dolum cihazıdır. Eraverse Doser İlaç Dolum Modülü ve Eraverse Touch Yönetim Paneli'nden oluşur. Eraverse Doser İlaç Dolum Modülü yatay ve dikey olarak iki farklı tipte sunulur. Modül bir veya iki kanallı olarak dizayn edilebilir. Dolum yapılacak mayi tipine göre dolum hızı ayarlanabilir. Volümetrik dolum sağlar.

TPN, kemoterapi, aseptik IV ilaç ya da majistral ilaç hazırlamaları için kullanıma uygundur.

- Hızlı ve güvenli ilaç dolumu sağlar.
- Doz hatalarını azaltır.
- İş gücü ihtiyacını azaltır.

## ERAVERSE TD ERAVERSE TDS

Eraverse TDS, içeriklerin yoğunluk bilgisi yardımıyla, son kabın ağırlığını terazi ile doğrulayabileceğiniz versiyondur.

- Otomatik dolum & Gravimetrik kontrol
- Hazırlama sürecinde ilaç doz hatalarının giderilmesine yardımcı olur.





## ERAVERSE TC



Eraverse TC, Eraverse Check İlaç Doğrulama Modülü ve Eraverse Touch Yönetim Paneli'nden oluşur. İlaçların saniyeler içinde görsel olarak doğrulanmasını sağlar ve bir etiket oluşturur. İlaç hazırlama işleminden önce, yanlış ilaç olgularını azaltmak amacıyla kullanılır.

- İlaç hatalarını azaltır.
- Hızlı doğrulama ile zaman tasarrufu sağlar.
- Farklı dozaj formları için uygundur (Flakon, tablet, vb.)

## ERAVERSE TC ERAVERSE TCS

Eraverse TCS, içeriklerin yoğunluk bilgisi yardımıyla son kabın ağırlığını terazi ile doğrulayabileceğiniz versiyondur.

- Manuel dolum & Gravimetrik kontrol.
- Hazırlama sürecinde ilaç ve dozaj hatalarının giderilmesine yardımcı olur.





## ERAVERSE MANAGER YAZILIM

Eraverse Manager, ilaç hazırlama bilgi yönetim sistemidir.

Eraverse Manager üzerinden ilaç hazırlama planı oluşturulabilir ve plan hazırlama alanındaki cihazlara aktarılabilir. Kullanıcılar farklı güvenlik seviyelerinde yetkilendirilebilir. İlaçlar, etken maddeler veya final kaplar tanımlanarak detaylı raporlamalar hazırlanabilir. HBYS sistemine entegre edilebilir.

- Kullanıcı dostudur.
- İlaç hatalarını azaltır.
- Otomatik dokümantasyon sağlar.
- Detaylı raporlama sağlar.



Adıf	Entegrasyon ID	Barkod	Ürün Adı	Etken Madde	Konsepti
1	8699205770041		5-Fluorouracil_300.00mg/1000ml_İbesev	5-Fluorouracil	
2	8699205770034		5-Fluorouracil_1.000.00mg/20.00ml_İbesev	5-Fluorouracil	
3	8699205770003		5-Fluorouracil_3.000.00mg/100.00ml_İbesev	5-Fluorouracil	
4	869925776342		Fluor-5_1.000.00mg/20.00ml_Deve	5-Fluorouracil	
5	8699402772348		5-Fluor-1.000.00mg/20.00ml_Orko	5-Fluorouracil	
6	8699402772355		5-Fluor-3.000.00mg/100.00ml_Orko	5-Fluorouracil	
7	8697942690102		Fluorouracil_250.00mg/5.00ml_Farmako	5-Fluorouracil	
8	8697942690119		Fluorouracil_500.00mg/10.00ml_Farmako	5-Fluorouracil	
9	8697942690126		Fluorouracil_1.000.00mg/20.00ml_Farmako	5-Fluorouracil	
10	86994028770237		Fluorouracil_250.00mg/5.00ml_Koçak	5-Fluorouracil	
11	86994028770244		Fluorouracil_500.00mg/10.00ml_Koçak	5-Fluorouracil	
12	86994028770251		Fluorouracil_1.000.00mg/20.00ml_Koçak	5-Fluorouracil	
13	8699802980030		Zaltrap_200.00mg/8.00ml_Sanofi	Aflibercept	
14	8699802980037		Zaltrap_330.00mg/4.00ml_Sanofi	Aflibercept	
15	8699802980045		Makrol_pompa_100.00mg/10.00ml_Pfizer	Aflibercept	

Seçim	Çinçet	Protokol No	Dozaj No	TC Kimlik No	Hasta Adı Soyadı	Doğum Tarihi	Çalışma Şekli	Order Tarihi
				35433076272	HASAN URŞAR		ONAYLANCI	25.01.2022
			54321	35433076272	HASAN URŞAR		ONAYLANCI	09.03.2022
			12345	35433076272	HASAN URŞAR		MANUEL	04.02.2022



## TEKNİK ÖZELLİK ERAVERSE DOSER İLAÇ DOLUM MODÜLÜ



ERAVERSE DOSER	
MODÜL TİPİ	Yatay ve dikey olmak üzere 2 tip
KANAL SAYISI	1 veya 2
ŞİRINGA TİPİ	BD 50 ml luer kilidi şırınga
KAYNAK KAP TİPİ	Flakon, torba veya şırınga
FİNAL KAP TİPİ	Şırınga, torba veya elastomerik infüzyon pompası
HACİM ARALIĞI	0,1 ila 9999 mL
HACİM GİRİŞ ARALIĞI	0,1 mL lik adımlar ile
MAKSİMUM DOLUM HIZI	250 mL/dk
TRANSFER SETİ	Kaynak kap ve final kaba uyumlu olacak şekilde farklı tiplerde
EBATLAR (GxDxY)	120mm x 250mm x 100mm

- Hızlı ve güvenli ilaç dolumu sağlar.
- Doz hatalarını azaltır.
- Personel zamanını azaltır.

## TEKNİK ÖZELLİK ERAVERSE TOUCH YÖNETİM PANELİ

ERAVERSE TOUCH	
EBATLAR (GxDxY)	350mm x 200mm x 250mm
EKRAN BOYUTU	11,6"
UYGULAMALAR	- Eraverse Manager TD - Eraverse Manager TDS - Eraverse Manager TC - Eraverse Manager TCS



- Kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
- Hatalara yönelik uyarı mekanizmaları içerir.
- Alkol içeren dezenfektanlarla temizlenebilir.





## TEKNİK ÖZELLİK

### ERAVERSE SENSE AĞIRLIK DOĞRULAMA MODÜLÜ



#### ERAVERSE SENSE

EBATLAR (GxDxY) 205mm x 300mm x 100mm

KAPASİTE 6000g

OKUNABİLİRLİK 0,1g

- Doz hatalarını azaltır.
- Hassas ve güvenli dozlama sağlar.

## TEKNİK ÖZELLİK

### ERAVERSE CHECK İLAÇ DOĞRULAMA MODÜLÜ

#### ERAVERSE CHECK

EBATLAR (GxDxY) 280mm x 190mm x 170mm

DOZAJ FORMLARI Flakon, tablet kutusu

DOĞRULAMA SÜRESİ Max. 3sn

- İlaç hatalarını azaltır.
- Hızlı doğrulama ile zaman tasarrufu sağlar.
- Farklı dozaj formları için uygundur.  
(Flakon, tablet, vb.)





# HAZIRLAMA CİHAZLARI



ORAL KARIŞIMLAR, IV İLAÇLAR, TPN KARIŞIMLARI VE ANTİNEOPLASTİK İLAÇLARIN OTOMATİK İLAÇ DOLUM SİSTEMLERİ KULLANILARAK HAZIRLANMASI İLAÇ HATASI RİSKLERİNİ DÜŞÜRÜR.









**ONCOERA**  
*Safe for your health*

**ERASER**<sup>®</sup>  
MEDİKAL

**ERASER MEDİKAL LTD ŞTİ**

KEMALPAŞA MH. PINAR CD. NO:78  
PINARBAŞI/BORNOVA, İZMİR

**TEL** : 0 232 479 80 60

**FAX** : 0 232 479 80 25

[www.eraser.com.tr](http://www.eraser.com.tr)  
[info@eraser.com.tr](mailto:info@eraser.com.tr)  
[info@oncoera.com.tr](mailto:info@oncoera.com.tr)



